



**RANVOO PH3 TEENAGER |
KOŃCÓWKA DO SZCZOTECZKI
ZAWIERAJĄCA FLUOR |
WŁOSIE MIĘKKIE**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/nastavce-pro-kartacky/ranvoo-ph3-teenager-koncowka-do-szczoteczki-zawierajaca-fluor-wlosie-miekkie>

Price: **109,99 zł** gross / 89,42 zł net



Manufacturer: RANVOO

Referention number: DNXXGKJPLRMNHM

Information:

Sonická hlavice RANVOO PH3 Soft s fluoridem zajišťuje jemné, a přitom účinné čištění zubů a mezizubních prostor. Měkká, hustá vlákna spolupracují se sonicko-mikrobublínkovou technologií a pomáhají odstraňovat zubní plak a zbytky jídla, zároveň během čištění dodávají ionty fluoridu. Je to dobré řešení pro osoby s citlivými dásněmi, podporující mineralizaci skloviny a ochranu před zubním kazem. Kompaktní, ergonomická konstrukce usnadňuje dosažení těžko přístupných míst. Doporučená výměna hlavice každé 2-3 měsíce pomáhá udržet hygienu i účinnost čištění.

Full product description


Péče a ochrana skloviny

Sonic Head RANVOO PH3 Soft s fluoridem byla vytvořena s ohledem na jemné, a přitom účinné čištění ústní dutiny. Měkká, hustá vlákna spolupracují se sonicko-mikrobublínkovou technologií kartáčku RANVOO, odstraňují zubní plak a zbytky jídla a zároveň během čištění dodávají fluoridové ionty.



Pro citlivé dásně

Nástavec Soft s fluoridem je vhodný pro osoby s citlivými dásněmi. Fluor uvolňovaný z vláken podporuje mineralizaci skloviny, pomáhá snižovat riziko kazu a udržovat zdravý povrch zubů při každodenním čištění.




Přesná a kompaktní konstrukce

Hlavice PH3 Soft má menší, ergonomický tvar, který usnadňuje dosažení těžko přístupných míst, jako jsou mezizubní prostory nebo okolí linie dásní. Měkká vlákna jemně obepínají povrch zubů a kompaktní konstrukce umožňuje důkladné čištění.



Optimální spolupráce s kartáčkem PH3

Nástavec spolupracuje se sonickými pohyby kartáčku PH3 a spojuje vysokou frekvenci vibrací s působením mikrobublinek, což zesiluje odstraňování usazenin a zubního plaku. Vlákná různých délek zvyšují účinnost čištění a zároveň zajišťují pohodlné používání.



Pravidelná výměna a hygiena

Aby byla zachována účinnost a hygiena, doporučuje se výměna hlavice každé 2-3 měsíce nebo dříve, pokud se vlákna deformují či opotřebují. Čerstvý nástavec podporuje účinné čištění a udržení hladiny fluoridu v ústní dutině.

