



RANVOO KOŃCÓWKA DO SZCZOTECZKI PH5 BUBBLE - WŁOSIE MIĘKKIE



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/burstenkopfe/ranvo-koncowka-do-szczoteczki-ph5-bubble-wlosie-miekkie>

Price: **109,99 zł** gross / 89,42 zł net

RANVOO

Manufacturer: RANVOO

Referention number: DNXGKNPNGRMMPH

Information:

RANVOO PH5 Soft ist ein sanfter Bürstenkopf für die Schallzahnbürste, der für die tägliche Pflege entwickelt wurde, besonders für Personen mit empfindlichem Zahnfleisch. Die weichen Borsten reinigen die Zähne effektiv ohne übermäßigen Druck und sorgen für mehr Komfort beim Putzen. Der kleine, abgerundete Bürstenkopf erleichtert das Erreichen der hinteren Zähne, des Zahnfleischrandes und schwer zugänglicher Stellen. Der Aufsatz ist mit der RANVOO PH5 Zahnbürste kompatibel und unterstützt die Entfernung von Belägen, Speiseresten und Zahnbelag. Ein regelmäßiger Austausch etwa alle 3 Monate hilft, Hygiene und Reinigungsleistung zu erhalten.


Product features

Härte	Miękkie
-------	---------

Full product description


Sanfte Pflege für jeden Tag

Der RANVOO PH5 Soft Bürstenkopf wurde für Personen entwickelt, die eine sanftere Reinigung bevorzugen. Die weichen Borsten helfen, die Zähne ohne übermäßigen Druck auf das Zahnfleisch zu reinigen.




Für empfindliches Zahnfleisch

Die Soft-Variante eignet sich gut für Nutzer mit einer höheren Empfindlichkeit im Mundraum. Sie ist die richtige Wahl für die tägliche Pflege, besonders wenn dir Komfort beim Zähneputzen wichtig ist.



Kleiner Bürstenkopf, leichter Zugang

Die abgerundete Form des Bürstenkopfs erleichtert die Reinigung der hinteren Zähne, des Zahnfleischrandes und schwer zugänglicher Stellen. Dank der kleineren Arbeitsfläche ist das Putzen kontrollierter.



Zusammenarbeit mit der PH5-Zahnbürste

Der Soft-Bürstenkopf ist für die RANVOO PH5 Zahnbürste vorgesehen und arbeitet mit ihrer Schalltechnologie zusammen. Während des Betriebs unterstützt er die Entfernung von Belägen, Speiseresten und Zahnbelag von der Zahnoberfläche.



Regelmäßiger Austausch

Um ein angemessenes Hygieneniveau zu erhalten, sollte der Bürstenkopf regelmäßig ausgetauscht werden, am besten etwa alle 3 Monate oder früher, wenn sich die Borsten verformen. Ein abgenutzter Aufsatz kann die Wirksamkeit der täglichen Reinigung verringern.

