




**infly PT02 Schwarz |  
Schallzahnbürste | bis zu  
42.000 U/min, IPX7, 30 Tage  
Arbeit**



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/zahnbursten/infly-pt02-schwarz-schallzahnburste-bis-zu-42000-u-min-ipx7-30-tage-arbeit>

Price: **109,99 zł** gross / 89,42 zł net



Manufacturer: INFLY

Referention number: DNXXGJKSJRMNP

**Full product description**

**Elektrische Schallzahnbürste Infly PT02**

**Die inFly PT02** Zahnbürste wurde mit einer neuen Technologie entwickelt, die die Zähne gründlich reinigt, aufhellt und das Zahnfleisch schützt. Dank der Vibration entfernen die Borsten Plaque auch in den schwer zugänglichen Bereichen des Mundes gründlich.



## Schallschwingungsleistung

Ein Hochfrequenzgenerator erzeugt Schallwellen, die die Borsten mit **42.000 Mal pro Minute** in Schwingung versetzen. Das bedeutet, dass eine elektrische Zahnbürste mehr Zeit hat, mehr Striche zu machen als eine mechanische Zahnbürste, was eine gründlichere Reinigung ermöglicht. Gleichzeitig reinigt die **Infly PT02-Bürste** sanft, ohne den Zahnschmelz oder das Zahnfleisch anzugreifen.



## Geräuscharmer Betrieb

Dank ihres speziellen Designs ist die Zahnbürste **praktisch geräuschlos**, ohne den Benutzer in den frühen Morgenstunden zu stören. Der **Infly PT02** kümmert sich auch um die kleinsten Details, um Komfort und hervorragende Ergebnisse zu gewährleisten.

## 4 Betriebsarten

Je nach den Bedingungen kann einer von vier vorprogrammierten Modi verwendet werden. Der **Standardmodus** ist für das tägliche Zähneputzen gedacht. **Sanfter** Modus - für empfindliches Zahnfleisch und Erstbenutzer der Bürste. Es gibt einen separaten **Aufhellungsmodus** zum Aufhellen der Frontzähne und einen **3-Minuten-Modus zum Polieren der Zähne**. Die letzte wird aus Gründen der Bequemlichkeit gespeichert.



## Einzigartige Dupont-Borsten

Die weichen, abgerundeten **DuPont-Borsten** arbeiten sanft mit Zahnschmelz und Zahnfleisch zusammen, um Plaque effektiv zu entfernen und eine gründliche und schonende Reinigung zu ermöglichen.





## Lange Lebensdauer der Batterie

Wenn Sie die **Infly PT02** Zahnbürste zweimal täglich für zwei Minuten benutzen, hält die Batterie 30 Tage lang. Eine LED-Anzeige auf dem Gehäuse warnt Sie, wenn der Batteriestand niedrig ist. Um das Gerät aufzuladen, schließen Sie das **USB-Typ-C-Kabel** an die Zahnbürste an und es dauert nur vier Stunden, bis sie vollständig aufgeladen ist.



## Wasserdicht IPX7

Die **Infly PT20** Zahnbürste ist wasserdicht nach **IPX7** Standard. Ein kurzer Spritzer Wasser auf die Zahnbürste beeinträchtigt ihre Leistung nicht  
- Sie können Ihre Zähne unter der Dusche putzen und das Gerät nach dem Putzen abspülen.

