



RANVOO KOŃCÓWKA DO SZCZOTECZKI PH5 BUBBLE - WŁOSIE MIĘKKIE



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/cabzales-de-cepillo/ranvoo-koncowka-do-szczoteczki-ph5-bubble-wlosie-miekkie>

Price: **109,99 zł** gross / 89,42 zł net



Manufacturer: RANVOO

Referention number: DNXGKNPNGRMMPH

Information:

RANVOO PH5 Soft es un cabezal delicado para cepillo sónico, creado pensando en el cuidado diario, especialmente para personas con encías sensibles. Las fibras suaves limpian eficazmente los dientes sin ejercer una presión excesiva, proporcionando una mayor comodidad al cepillado. El cabezal pequeño y redondeado facilita el acceso a los dientes posteriores, la línea de las encías y las zonas de difícil acceso. El cabezal es compatible con el cepillo RANVOO PH5, ayudando a eliminar la placa, los restos de comida y la placa bacteriana. Se recomienda sustituirlo regularmente, aproximadamente cada 3 meses, para mantener la higiene y la eficacia de la limpieza.


Product features

Dureza	Miękkie
--------	---------

Full product description


Cuidado delicado para el día a día

El cabezal RANVOO PH5 Soft ha sido preparado pensando en las personas que prefieren un cepillado más suave. Las fibras blandas ayudan a limpiar los dientes sin ejercer una presión excesiva sobre las encías.




Para encías sensibles

La variante Soft funcionará bien para usuarios con mayor sensibilidad bucal. Es una opción adecuada para el cuidado diario, especialmente cuando buscas comodidad durante el cepillado.




Cabezal pequeño, fácil acceso

La forma redondeada del cabezal facilita la limpieza de los dientes posteriores, la zona de la línea de las encías y los lugares de difícil acceso. Gracias a una superficie de trabajo más pequeña, el cepillado es más controlado.



Compatibilidad con el cepillo PH5

El cabezal Soft está diseñado para el cepillo RANVOO PH5 y funciona con su acción sónica. Durante el uso, ayuda a eliminar la placa, los restos de comida y la placa bacteriana de la superficie de los dientes.



Reemplazo regular

Para mantener un nivel adecuado de higiene, conviene reemplazar el cabezal con regularidad, preferiblemente cada 3 meses aproximadamente o antes, cuando las cerdas empiecen a deformarse. Una punta desgastada puede reducir la eficacia de la limpieza diaria.

