




infly PT02 Negro | Cepillo de dientes sónico | hasta 42.000 rpm, IPX7, 30 días de trabajo



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/cepillos-de-dientes/infly-pt02-negro-cepillo-de-dientes-sonico-hasta-42000-rpm-ipx7-30-dias-de-trabajo>

Price: **109,99 zł** gross / 89,42 zł net



Manufacturer: INFLY

Referention number: DNXXGJKSJRMNP

Full product description

Cepillo eléctrico sónico Infly PT02

El cepillo dental inFly PT02 está diseñado con una nueva tecnología para limpiar y blanquear los dientes en profundidad, además de proteger las encías. Gracias a la vibración, las cerdas eliminan a fondo la placa incluso en las zonas más difíciles de alcanzar de la boca.



Potencia de vibración del sonido

Un generador de alta frecuencia produce ondas sonoras que hacen vibrar las cerdas a 42.000 veces por minuto. Esto significa que un cepillo eléctrico tiene más tiempo para realizar más pasadas que un cepillo mecánico, proporcionando una limpieza más profunda. Al mismo tiempo, el cepillo Infly PT02 limpia suavemente sin dañar el esmalte dental ni las encías.



Funcionamiento silencioso

Gracias a su diseño especial, el cepillo de dientes es prácticamente silencioso, sin molestar al usuario en las primeras horas de la mañana. La Infly PT02 cuida hasta el más mínimo detalle para garantizar la comodidad y unos resultados excelentes.

4 modos de funcionamiento

Dependiendo de las condiciones, se puede utilizar uno de los cuatro modos preprogramados. El modo estándar está diseñado para el cepillado diario de los dientes. Modo suave: diseñado para encías sensibles y para quienes se cepillan por primera vez. Hay un modo de blanqueamiento separado para blanquear los dientes delanteros y un modo de 3 minutos para pulir los dientes. El último se memoriza para mayor comodidad.



Cerdas únicas de Dupont

Los filamentos suaves y redondeados de DuPont interactúan suavemente con el esmalte y las encías para eliminar eficazmente la placa para una limpieza profunda y suave.



Larga duración de la batería

Utilizando el cepillo Infly PT02 dos veces al día durante dos minutos, la batería durará 30 días. Hay un indicador LED en la carcasa para avisar cuando el nivel de batería es bajo. Para cargar el dispositivo, conecta el cable USB Type-C al cepillo de dientes y tardará solo cuatro horas en cargarse por completo.



Impermeable IPX7

El cepillo de dientes Infly PT20 es resistente al agua según la norma IPX7. Una breve salpicadura de agua en el cepillo no afectará a su rendimiento: puede limpiarse los dientes en la ducha y enjuagar el aparato después de la limpieza.

