



**infly T03S Blanca | Cepillo de  
dientes sónico con estuche de  
viaje | hasta 42.000 rpm,  
IPX7, 30 días de trabajo**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/cepillos-de-dientes/infly-t03s-blanca-cepillo-de-dientes-sonico-con-estuche-de-viaje-hasta-42000-rpm-ipx7-30-dias-de-trabajo>

Price: **89,18 zł** gross / 72,50 zł net



Manufacturer: INFLY

Referention number: DNXGGJLJGRMLON

## Full product description

### 4 modos y 1 botón

El cepillo dental infly T03S incluye 4 modos personalizados. El modo estándar es para el cepillado diario de los dientes. Suave: para encías sensibles y para quienes se cepillan por primera vez. Hay un modo de blanqueamiento separado para blanquear los dientes delanteros y un modo de 3 minutos para pulir los dientes. Son adecuados para diferentes condiciones de los dientes y las encías y el control de un botón es fácil de usar.



## Hasta 42000 rpm

El principal efecto de limpieza del cepillo iinfly T03S se debe a un motor que genera vibraciones de las cerdas de alta frecuencia de hasta 42.000 rpm. Esto ayuda a limpiar la boca no sólo suavemente sino también muy a fondo sin dañar las encías y el esmalte de los dientes.



## Recordatorio inteligente

El cepillo de dientes iinfly T03S le recuerda que debe pasar a otras zonas de la boca y fomenta los buenos hábitos de cepillado.



### **Cerdas únicas de Dupont**

Los filamentos suaves y redondeados de DuPont interactúan suavemente con el esmalte y las encías para eliminar eficazmente la placa para una limpieza profunda y suave.

### **Largo tiempo de funcionamiento sin recarga**

En sólo 7 horas, puedes cargar completamente la batería y disfrutar del cepillado de dientes dos veces al día durante 2 minutos. Con esta frecuencia de cepillado, el cepillo inFly T03S tiene batería suficiente para 25 días.

### **Impermeable IPX7**

El cepillo de dientes inFly T03S es resistente al agua según la norma IPX7. Una breve salpicadura de agua en el cepillo no afectará a su rendimiento: puede limpiarse los dientes en la ducha y enjuagar el aparato después de la limpieza.

