



RANVOO KOŃCÓWKA DO SZCZOTECZKI PH5 BUBBLE - WŁOSIE MIĘKKIE



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/testine-per-spazzolini/ranvo-koncowka-do-szczoteczki-ph5-bubble-wlosie-miekkie>

Price: **109,99 zł** gross / 89,42 zł net



Manufacturer: RANVOO

Referention number: DNXGKNPNGRMMPH

Information:

RANVOO PH5 Soft è una testina delicata per spazzolino sonico, creata pensando alla cura quotidiana, in particolare per le persone con gengive sensibili. Le morbide setole puliscono efficacemente i denti senza pressione eccessiva, garantendo un maggiore comfort durante lo spazzolamento. La testina piccola e arrotondata facilita il raggiungimento dei denti posteriori, del margine gengivale e delle aree difficili da raggiungere. La testina è compatibile con lo spazzolino RANVOO PH5 e contribuisce alla rimozione di depositi, residui di cibo e placca dentale. La sostituzione regolare consigliata, circa ogni 3 mesi, aiuta a mantenere l'igiene e l'efficacia della pulizia.


Product features

Rigidità	Miękkie
----------	---------

Full product description


Delicata cura quotidiana

La testina RANVOO PH5 Soft è stata progettata pensando alle persone che preferiscono una spazzolatura più delicata. Le setole morbide aiutano a pulire i denti senza esercitare una pressione eccessiva sulle gengive.




Per gengive sensibili

La variante Soft è adatta agli utenti con una maggiore sensibilità del cavo orale. È una scelta appropriata per la cura quotidiana, soprattutto quando desideri comfort durante lo spazzolamento.




Testina piccola, facile accesso

La forma arrotondata della testina facilita la pulizia dei denti posteriori, delle aree lungo il bordo gengivale e dei punti più difficili da raggiungere. Grazie alla superficie di lavoro più piccola, lo spazzolamento è più controllato.



Compatibilità con lo spazzolino PH5

La testina Soft è progettata per lo spazzolino RANVOO PH5 e funziona con la sua azione sonora. Durante l'uso aiuta a rimuovere depositi, residui di cibo e placca dalla superficie dei denti.



Sostituzione regolare

Per mantenere un adeguato livello di igiene, la testina va sostituita regolarmente, preferibilmente ogni circa 3 mesi o prima, quando le setole iniziano a deformarsi. Una testina usurata può ridurre l'efficacia della pulizia quotidiana.

