



RANVOO KOŃCÓWKA DO SZCZOTECZKI PH5 BUBBLE - WŁOSIE ŚREDNIEJ TWARDOŚCI



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/testine-per-spazzolini/ranvoo-koncowka-do-szczoteczki-ph5-bubble-wlosie-sredniej-twardosci>

Price: **109,99 zł** gross / 89,42 zł net

RANVOO

Manufacturer: RANVOO

Referention number: DNXGKNPNHRMMPQ

Information:

La testina RANVOO PH5 Middle è una testina universale per la pulizia quotidiana dei denti, ideale per la maggior parte degli utenti. La durezza media delle setole garantisce comfort e una pulizia efficace, aiutando a rimuovere depositi, placca dentale e residui di cibo dalla superficie dei denti, anche nelle zone difficili da raggiungere. La testina è stata adattata allo spazzolino RANVOO PH5, supportando la funzione sonora e il sistema di microbolle per un'igiene orale più accurata. La sostituzione regolare ogni circa 3 mesi aiuta a mantenere l'efficacia e la freschezza dello spazzolamento.


Product features

Rigidità	Średnia twardość
----------	------------------

Full product description


Testina universale per la pulizia quotidiana

La testina RANVOO PH5 Middle è la variante più versatile, pensata per la spazzolatura regolare dei denti. La durezza media delle setole unisce comfort d'uso e pulizia accurata.




Una buona scelta per la maggior parte degli utenti

La variante Middle è adatta a chi non ha bisogno né di una testina molto morbida né di una più rigida. È una soluzione pratica per l'igiene orale quotidiana.




Pulizia accurata delle superfici dentali

Le setole aiutano a rimuovere la placca quotidiana, la placca batterica e i residui di cibo. La testina sagomata in modo appropriato favorisce la pulizia sia dei denti anteriori sia di quelli posteriori.



Funzionamento confortevole con RANVOO PH5

La testina Middle è stata adattata allo spazzolino RANVOO PH5, grazie al quale può essere utilizzata con la funzione sonora e il sistema di microbolle. Questa combinazione favorisce una pulizia più accurata degli spazi intorno a denti e gengive.



Igiene e comodità d'uso

La sostituzione regolare della testina aiuta a mantenere freschezza ed efficacia dello spazzolamento. La testina va sostituita dopo circa 3 mesi o quando le setole risultano visibilmente usurate.

