



**RANVOO PH3 TEENAGER |
KOŃCÓWKA DO SZCZOTECZKI
ZAWIERAJĄCA FLUOR |
WŁOSIE MIĘKKIE**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/testine-per-spazzolini/ranvoo-ph3-teenager-koncowa-d-o-szczoteczki-zawierajaca-fluor-wlosie-miekkie>

Price: **109,99 zł** gross / 89,42 zł net



Manufacturer: RANVOO

Referention number: DNXGKOJPLRMNHM

Information:

La testina sonica RANVOO PH3 Soft con fluoro garantisce una pulizia delicata ma efficace dei denti e degli spazi interdentali. Le setole morbide e fitte lavorano con la tecnologia sonico-microbolle, aiutando a rimuovere la placca dentale e i residui di cibo e a rilasciare ioni di fluoro durante lo spazzolamento. È una buona soluzione per le persone con gengive sensibili, poiché supporta la mineralizzazione dello smalto e la protezione contro la carie. La struttura compatta ed ergonomica facilita il raggiungimento delle aree difficili da pulire. La sostituzione consigliata della testina ogni 2-3 mesi aiuta a mantenere l'igiene e l'efficacia della pulizia.

Full product description


Cura e protezione dello smalto

La testina Sonica RANVOO PH3 Soft con fluoro è stata creata pensando a una pulizia delicata ma al tempo stesso efficace del cavo orale. Le setole morbide e dense collaborano con la tecnologia sonico-microbolle dello spazzolino RANVOO, rimuovendo la placca dentale e i residui di cibo e rilasciando ioni di fluoro durante lo spazzolamento.



Per gengive sensibili

La testina Soft con fluoro è adatta alle persone con gengive sensibili. Il fluoro rilasciato dalle setole supporta la mineralizzazione dello smalto, contribuendo a ridurre il rischio di carie e a mantenere sana la superficie dei denti con lo spazzolamento quotidiano.




Struttura precisa e compatta

La testina PH3 Soft ha una forma più piccola ed ergonomica, che facilita il raggiungimento delle aree difficili da pulire, come gli spazi interdentali o le zone lungo la linea gengivale. Le setole morbide avvolgono delicatamente la superficie dei denti, mentre la struttura compatta consente una pulizia accurata.



Collaborazione ottimale con lo spazzolino PH3

La testina funziona con i movimenti sonici dello spazzolino PH3, combinando l'alta frequenza delle vibrazioni con l'azione delle microbolle, il che rafforza la rimozione di depositi e placca dentale. Le setole di diverse lunghezze aumentano l'efficacia della pulizia, garantendo comfort d'uso.



Sostituzione regolare e igiene

Per mantenere l'efficacia e l'igiene, si consiglia di sostituire la testina ogni 2-3 mesi o prima, quando le setole si deformano o si consumano. Una testina nuova favorisce una pulizia efficace e il mantenimento del livello di fluoro nel cavo orale.

