




**infly PT02 Nero | Spazzolino
sonico con custodia da
viaggio | fino a 42.000
giri/min, IPX7, 30 giorni di
lavoro**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/spazzolini-da-denti/infly-pt02-nero-spazzolino-sonico-con-custodia-da-viaggio-fino-a-42000-giri-min-ipx7-30-giorni-di-lavoro>

Price: **139,99 zł** gross / 113,81 zł net



Manufacturer: INFLY

Referention number: DNXGGJKSLRMPN

Full product description

Spazzolino elettrico sonico Infly PT02

Lo spazzolino **inFly PT02** è stato progettato con una nuova tecnologia per pulire a fondo e sbiancare i denti, oltre a proteggere le gengive. Grazie alla vibrazione, le setole rimuovono a fondo la placca anche nelle aree più difficili da raggiungere della bocca.



Potenza di vibrazione sonora

Un generatore ad alta frequenza produce onde sonore che fanno vibrare le setole a **42.000 volte al minuto**. Ciò significa che uno spazzolino elettrico ha più tempo per effettuare un maggior numero di passate rispetto a uno spazzolino meccanico, garantendo una pulizia più accurata. Allo stesso tempo, lo spazzolino **Infly PT02** pulisce delicatamente senza danneggiare lo smalto dei denti o le gengive.



Funzionamento silenzioso

Grazie al suo speciale design, lo spazzolino è **praticamente silenzioso** e non infastidisce l'utente nelle prime ore del mattino. L'**Infly PT02** si prende cura dei minimi dettagli per garantire comfort e risultati eccellenti.

4 modalità operative

A seconda delle condizioni, è possibile utilizzare una delle quattro modalità pre-programmate. La **modalità standard** è progettata per lo spazzolamento quotidiano dei denti. Modalità **delicata** - progettata per gengive sensibili e per chi usa lo spazzolino per la prima volta. Esiste una **modalità di sbiancamento** separata per sbiancare i denti anteriori e una **modalità di 3 minuti per lucidare i denti**. L'ultimo viene memorizzato per la massima comodità.



Esclusive setole Dupont

Le setole **DuPont** , morbide e arrotondate, interagiscono delicatamente con lo smalto e le gengive per rimuovere efficacemente la placca e garantire una pulizia accurata e delicata.



Lunga durata della batteria

Utilizzando lo spazzolino **Infly PT02** due volte al giorno per due minuti, la batteria durerà 30 giorni. Sulla custodia è presente un indicatore LED che avverte quando il livello della batteria è basso. Per ricaricare il dispositivo, collegare il **cavo USB Type-C** allo spazzolino e ci vorranno solo quattro ore per una ricarica completa.



Impermeabile IPX7

Lo spazzolino **Infly PT20** è impermeabile secondo lo standard **IPX7**. Un breve schizzo d'acqua sullo spazzolino non influisce sulle sue prestazioni: è possibile pulire i denti sotto la doccia e risciacquare il dispositivo dopo la pulizia.

