




**infly T07X Tarnish |
Spazzolino sonico | fino a
42.000 giri/min, IPX7, 30
giorni di lavoro**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/spazzolini-da-denti/infly-t07x-tarnish-spazzolino-sonico-fino-a-42000-giri-min-ipx7-30-giorni-di-lavoro>

Price: **75,93 zł** gross / 61,73 zł net



Manufacturer: INFLY

Referention number: DNXXGJKSERMMJK

Full product description


Spazzolino elettrico intelligente infly T07X

Lo spazzolino **infly T07X** si attiva quando si toccano i denti e si spegne automaticamente quando li si lascia. L'algoritmo dinamico dello **spazzolino infly T07X** apprende in base alla postura, alle abitudini, al tempo di permanenza e alla pressione esercitata ogni volta e regola automaticamente l'intensità dello spazzolamento successivo per fornire un risultato di pulizia migliore durante la cura della bocca.



Tecnologia di intelligenza di precisione

Lo **spazzolino elettrico infly T07X** regola in modo intelligente la forza e la frequenza in base alle diverse condizioni di tocco e pressione, in base alle abitudini dell'utente. Quando vengono toccate le aree sensibili della bocca, la forza e la frequenza vengono ridotte in modo intelligente per ridurre la pressione sulle gengive. Quando si spazzolano i denti normali, la forza e la frequenza vengono aumentate per ottenere un migliore effetto di pulizia.



Facile commutazione delle modalità di spazzolamento

Toccando leggermente l'area di risveglio, la testina vibra per 1,5 secondi e si accende la spia della modalità corrispondente. È possibile cambiare modalità o toccare i denti e spazzolarli automaticamente. Il **dispositivo contiene 4 modalità di pulizia e 4 livelli di intensità** che possono essere commutati liberamente: pulizia, delicato, sbiancante, massaggio.




Introduzione di una tecnologia AI avanzata

Squadra R




Modalità di sospensione automatica

Attiva automaticamente la modalità sleep per evitare di dimenticare di spegnere il dispositivo e di sprecare energia durante lo spazzolamento. Impedisce efficacemente il contatto accidentale, così non dovrete preoccuparvi quando viaggiate.



180 giorni di funzionamento con una sola carica della batteria

Spazzolando i denti due volte al giorno per 2 minuti alla volta, la batteria dura circa 6 mesi con una carica completa. La batteria super capiente garantisce una durata molto più lunga rispetto ad altri spazzolini.



Impermeabile IPX7

L'intero corpo è impermeabile **secondo lo standard IPX7**, per garantire la massima tranquillità.



Design migliore e dettagli più curati

Il motore magnetico sonico dello spazzolino **infly T07X** vibra a **36.000 giri al minuto**, garantendo un'elevata potenza e una pulizia profonda. Le setole sono **morbide e sottili**, non feriscono le gengive e puliscono facilmente gli spazi tra i denti.

