




**infly PT02 Czarna |
Szczoteczka soniczna z etui
podróżnym | do 42000
obr/min, IPX7, 30 dni pracy**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/szczoteczki-do-zebów/infly-pt02-czarna-szczoteczka-soniczna-z-etui-podroznym-do-42000-obr-min-ipx7-30-dni-pracy>

Cena: **139,99 zł** brutto / 113,81 zł netto



Producent: INFLY

Nr referencyjny: DNXGGJKSLRMMPN

Opis produktu

Soniczna elektryczna szczoteczka Infly PT02

Szczoteczka inFly PT02 została zaprojektowana z wykorzystaniem nowej technologii, aby dokładnie czyścić i wybielać zęby, a także chronić dziąsła. Dzięki wibracjom, włosie dokładnie usuwa nalot nawet w najtrudniej dostępnych miejscach w jamie ustnej.



Moc wibracji dźwięku

Generator wysokiej częstotliwości wytwarza fale dźwiękowe, które wprawiają włosie w drgania z częstotliwością **42 000 razy na minutę**. Oznacza to, że szczotka elektryczna ma więcej czasu na wykonanie większej liczby ruchów niż szczoteczka mechaniczna, co zapewnia dokładniejsze czyszczenie. Jednocześnie szczoteczka **Infly PT02** czyści delikatnie, nie uszkadzając szkliwa zębów ani dziąseł.



Cicha praca urządzenia

Dzięki specjalnej konstrukcji szczoteczka jest **praktycznie bezgłówna**, nie denerwując użytkownika we wczesnych godzinach porannych. W **Infly PT02** zadbano o najmniejsze szczegóły, aby zapewnić komfort i doskonałe rezultaty.

4 tryby pracy

W zależności od warunków można użyć jednego z czterech zaprogramowanych trybów. **Tryb standardowy** jest przeznaczony do codziennego szczotkowania zębów. **Tryb delikatny** - przeznaczony dla wrażliwych dziąseł i osób używających szczoteczki po raz pierwszy. Istnieje osobny **tryb wybielania** do wybielania przednich zębów oraz 3-minutowy **tryb do polerowania zębów**. Ostatni jest zapamiętywany, co zapewnia maksymalną wygodę.



Unikalne włosie Dupont

Miękkie, zaokrąglone włosie **DuPont** delikatnie oddziałuje na szkliwa i dziąsła, skutecznie usuwając nalot nazębny, zapewniając dokładne i delikatne czyszczenie.



Długi czas pracy baterii

Używając szczoteczkę **Infly PT02** dwa razy dziennie przez dwie minuty, baterii wystarczy na 30 dni. Na obudowie znajduje się wskaźnik LED, który ostrzega o niskim poziomie baterii. Aby naładować urządzenie, podłącz **kabel USB Typu-C** do szczoteczki, a pełne naładowanie zajmie Ci zaledwie 4 godziny.



Wodoodporność IPX7

Szczoteczka do zębów **Infly PT20** jest wodoodporna zgodnie z normą **IPX7**. Krótkie zachłapanie szczoteczki wodą nie wpłynie na jej działanie - można czyścić zęby pod prysznicem, a po zakończeniu czyszczenia opłukać urządzenie.

