



XIAOMI Mi Home Sonic Electric Toothbrush

Instrukcja obsługi

Uwaga: Należy stosować się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Po pierwszym użyciu może wystąpić świąd lub lekkie krwawienie.

Dzieje się tak dlatego, że dziąsła nie są przyzwyczajone do tak wydajnego czyszczenia. Objaw ten zwykle znika po 2 tygodniach. Jeśli utrzymuje się po tym okresie, należy zaprzestać stosowania szczoteczki do zębów i skonsultować się z dentystą.

Ostrzeżenie

1. Użytkownicy korzystający z aparatów ortodontycznych, wypełnień lub implantów powinien korzystać z produktu po konsultacji z dentystą.
2) Szczoteczka do zębów spełnia normy bezpieczeństwa dla urządzeń elektromagnetycznych. W przypadku wrażliwości używania związanych z posiadaniem rozrusznika serca lub innymi implantów, należy skonsultować się z lekarzem lub producentem implantów przed użyciem.
3. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia zębów, dziąseł i języka. Nie używać do innych celów.

Jeśli czujesz dyskomfort lub ból, natychmiast zaprzestań stosowania szczoteczki i skonsultuj się z lekarzem.

Zakazy

1. Nie zanurzać stacji ładującej w wodzie lub innych cieczach.
2. Przed podłączeniem należy sprawdzić, czy złącze do ładowania jest całkowicie suche.
3. Produkt ten zawiera zintegrowany akumulator.
4. Nie wrzucać produktu do ognia, używać lub przechowywać w wysokiej temperaturze.
4. Nie należy próbować modyfikować, demontować ani naprawiać produktu.


Ważne informacje

1. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia lub złamania, nie należy używać urządzenia.
2. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy sprawdzić, czy lokalne zasilanie jest zgodne z wymaganym napięciem oznaczonym na produkcie.
3. W przypadku uszkodzenia bazy ładunkowej nie należy jej używać.
4. Jeśli ten produkt (łącznie z uchwytem i/lub główką) wykazuje wszelkie oznaki pęknięcia, przestań z niego korzystać.
5. Nie używać podstawki w środowisku o wysokiej temperaturze (np. wystawiony na działanie słońca).
6. Nie używać szczoteczki do zębów podczas kąpieli lub prysznica.

Wskazówki

1. Nie należy dzielić się główką szczoteczki do zębów z innymi.
2. Nie nawijaj przewodu zasilającego wokół podstawki ładującej po podłączeniu do źródła zasilania.
3. Nie należy umieszczać metalowych przedmiotów w podstawce, gdy jest podłączona do źródła zasilania.


Opis produktu



Instrukcja obsługi

Zakładanie końcówki czyszczącej

Przymocuj główkę szczoteczki do uchwytu i upewnij się, że pozostaje między nimi niewielki odstęp (ten odstęp ma na celu zapewnienie, że głowka nie zderzy się z uchwytem podczas drgania o wysokiej częstotliwości)



Wybór trybu



- ON/OFF/Wybór trybu
- Krótco naciśnij przycisk, aby włączyć szczotkę.
- Zmiana trybów: z włączoną szczotką, naciśnij, aby przełączać między trybami.
- Pauza: naciśnięcie przycisku przez jedną sekundę, aby wstrzymać szczoteczkę. Szczoteczka wyłączy się automatycznie, jeśli nie wykonujesz

żadnych czynności przez 30 sekund.

- Reset: aby przywrócić ustawienia fabryczne szczoteczki należy wcisnąć przycisk przez 12 sekund.

Czyszczenie

Po szczotkowaniu przepłukać główkę strumieniem wody. Po wyczyszczeniu, przykryć główkę pokrywą ochronną dla utrzymania jej w czystości.

Ładowanie szczoteczki

Gdy baza ładująca jest podłączona do prądu, wskaźnik energii szczoteczki pokazuje różne stany:
100%: stały niebieski-zielony
100%-60%: niebiesko-zielony migający
60%-20%: migający pomarańczowy
<20%: czerwony migający

Całkowicie naładuj szczotkę, gdy bateria jest rozładowana (wskaźnik zasilania miga na czerwono). Ładowanie ok 12 godzin.

Pobierz aplikację MI HOME

1. Szybka konfiguracja
Zeskanuj kod QR lub przejdź do App Store / Sklepu Play, aby pobrać i zainstalować aplikację Mi Home.



2. Dodawanie urządzenia
Otwórz "Moje urządzenia" w aplikacji Mi Home, wybierz „+” w aplikacji w prawym górnym rogu i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Ochrona środowiska

Baterie litowe wewnątrz produktu mogą zawierać substancje zanieczyszczające środowisko. Produktu należy wyrzucić do zbiornika na takie odpady wyznaczonego przez właściwy organ.

Specyfikacja techniczna

Nazwa: Mi Electric Toothbrush
Model: DDYS01SKS
Napięcie wejściowe: 3.7V, 0,55A
Moc: 2W
Czas ładowania: 12h
Klasa szczelności: IPX7

Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i przechowuj ją do wykorzystania w przyszłości.

Producent: SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd.

Adres: Unit 2018, RuiFeng Enterprise Center, Gui Miao Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong

