



RANVOO KOŃCÓWKA DO SZCZOTECZKI PH5 BUBBLE - WŁOSIE TWARDE



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/koncowki-do-szczoteczek/ranvoo-koncowka-do-szczoteczki-ph5-bubble-wlosie-twarde>

Price: **109,99 zł** gross / 89,42 zł net



Manufacturer: RANVOO

Referention number: DNXGKNPNIRMNGP

Information:

RANVOO PH5 Hard é uma cabeça substituível para escova de dentes sónica, para pessoas que preferem uma limpeza mais intensa. As cerdas mais firmes ajudam a remover com maior eficácia os depósitos, a placa bacteriana e os restos de comida, e a estrutura pequena e arredondada facilita o acesso aos dentes posteriores e às áreas junto à linha da gengiva. A variante Hard é especialmente indicada para manchas causadas por café ou chá. A cabeça é compatível com a RANVOO PH5 e, para manter a eficácia, deve ser substituída aproximadamente a cada 3 meses.


Product features

Dureza	Twarde
--------	--------

Full product description


Limpeza mais intensa

A cabeça RANVOO PH5 Hard foi criada para pessoas que preferem uma escovagem mais forte. As cerdas mais firmes ajudam a remover com mais eficácia os depósitos da superfície dos dentes.




Para cuidados mais exigentes

A variante Hard é ideal para uma limpeza mais intensa, especialmente para pessoas que bebem café, chá ou lidam frequentemente com manchas superficiais. No entanto, não se recomenda pressionar demasiado a cabeça contra os dentes e as gengivas.




Formato que facilita o alcance dos dentes

A estrutura pequena e arredondada da cabeça permite alcançar mais facilmente as áreas de difícil acesso na boca. Ajuda a limpar a zona dos dentes posteriores e os espaços junto à linha das gengivas.



Compatibilidade com RANVOO PH5

A cabeça Hard é compatível com a escova RANVOO PH5 e funciona com o seu modo sónico. Durante a escovagem, ajuda a remover a placa bacteriana, os depósitos e os restos de comida.



Quando substituir a cabeça

Para manter a higiene e a eficácia da limpeza, a cabeça deve ser substituída regularmente. A substituição recomendada é de cerca de 3 meses ou antes, se as cerdas estiverem desfiadas, abertas ou deformadas.

