



**infly T03S Branco | Escova de dentes Sonic com estojo de viagem | até 42.000 rpm, IPX7, 30 dias de trabalho**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/szoteczki-do-zebrow/infly-t03s-branco-escova-de-dentes-sonic-com-estojo-de-viagem-ate-42000-rpm-ipx7-30-dias-de-trabalho>

Price: **89,18 zł** gross / 72,50 zł net



Manufacturer: INFLY

Referention number: DNXXGJLJGRMLON

## Full product description

### 4 modos e 1 botão

A escova de dentes **infly T03S** inclui 4 modos personalizados. O **modo padrão** é para a escovação diária de dentes. **Suave** - para gomas sensíveis e utilizadores de escovas pela primeira vez. Existe um **modo de branqueamento** separado para branqueamento dos dentes da frente e **um modo de 3 minutos para polir dentes**. São adequados para diferentes condições dentárias e gengivais e o controlo de um botão é fácil de usar.



## Até 42000 rpm

O principal efeito de limpeza da escova de dentes **iinfly T03S** deve-se a um motor que gera vibrações de cerda de alta frequência de **até 42.000 rpm**. Isto ajuda a limpar a boca não só suavemente mas também muito bem, sem danificar as gengivas e o esmalte dos dentes.



## Lembrete inteligente

A escova de dentes **iinfly T03S** lembra-o de passar para outras áreas da sua boca e incentiva bons hábitos de escovagem.



### **Cerdas exclusivas da Dupont**

As cerdas suaves e arredondadas **da DuPont** interagem suavemente com o esmalte e as gengivas para remover eficazmente a placa para uma limpeza completa e suave.

### **Longo tempo de funcionamento sem recarregamento**

Em apenas **7 horas**, pode carregar completamente a bateria e desfrutar de escovar os seus dentes duas vezes por dia durante 2 minutos. Com esta frequência de escovagem, a escova de dentes **inFly T03S** tem bateria suficiente para 25 dias.

### **IPX7 impermeável**

A escova de dentes **infly T03S** é à prova de água segundo a norma **IPX7**. Um breve salpico de água na escova de dentes não afectará o seu desempenho - pode limpar os dentes no chuveiro e enxaguar o aparelho após a limpeza.

