



Extralink Beauty Ultrasonic Skin Cleaner 3in1 | Dispositivo de peeling de cavitação |



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/pelegnacja-ciala-i-twarzy/extralink-beauty-ultrasonic-skin-cleaner-3in1-dispositivo-de-peeling-de-cavitacao->

Price: **89,90 zł** gross / 73,09 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGMMJKRMMKO

Information:

Extralink Beauty Ultrasonic Skin Cleaner 3in1 é um dispositivo multifuncional para cuidados faciais em casa, que combina peeling cavitacional, sonoforese e microcorrentes EMS. As ondas ultrassônicas de 28 kHz ajudam a remover células mortas da pele, excesso de sebo e impurezas, apoiando a limpeza e o alisamento da pele. O modo de sonoforese facilita a aplicação de ingredientes ativos de sérums ou cosméticos de cuidado, e o EMS proporciona uma massagem suave que ajuda na firmeza da pele e no contorno do rosto. As marcações claras e os LED facilitam o uso, e a bateria de 300 mAh e o design compacto garantem praticidade em casa e em viagem.

Full product description

Cuidados faciais 3 em 1

Extralink Beauty Ultrasonic Skin Cleaner 3in1 combina **peeling cavitacional, sonoforese e microcorrentes EMS**. Três modos de funcionamento permitem adaptar a ação do dispositivo às etapas seguintes dos cuidados domésticos: limpeza, aplicação de cosméticos e massagem da pele.



Peeling cavitacional

O dispositivo utiliza **ultrassons com frequência de 28 kHz**. Durante o uso na pele húmida, a espátula metálica ajuda a remover células mortas da epiderme, o excesso de sebo e as impurezas superficiais. O tratamento apoia a limpeza da pele e contribui para a sua suavização.



Suporte à ação dos cosméticos

A função de **sonoforese** utiliza vibrações ultrassónicas para ajudar na aplicação dos ingredientes ativos contidos num sérum adequadamente escolhido ou noutro produto de cuidado. Isto ajuda a combinar o cuidado com o dispositivo com a etapa de hidratação e nutrição da pele.



Microcorrentes EMS

O modo **EMS** utiliza impulsos elétricos suaves durante a massagem facial. A função apoia os cuidados orientados para melhorar a firmeza da pele e realçar os contornos do rosto. O dispositivo pode ser deslizado pelas áreas selecionadas de acordo com a direção indicada no manual de instruções.



Rotina doméstica simples

As marcações claras dos modos e os **indicadores LED** facilitam a utilização do dispositivo. O peeling deve ser realizado sobre a pele limpa e humedecida, enquanto durante a sonoforese pode ser aplicado um cosmético destinado a este tipo de cuidado. Após o tratamento, a ponta metálica deve ser cuidadosamente limpa.



Construção com bateria

A alimentação por bateria e a **capacidade de 300 mAh** permitem utilizar o dispositivo sem cabo durante o tratamento. A estrutura fina e a capa da espátula metálica facilitam o armazenamento do acessório cosmético na casa de banho ou levá-lo em viagem.

