



**RANVOO PH3 TEENAGER |
KOŃCÓWKA DO SZCZOTECZKI
ZAWIERAJĄCA FLUOR |
WŁOSIE MIĘKKIE**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/koncowki-do-szczoteczek/ranvoo-ph3-teenager-koncowka-do-szczoteczki-zawierajaca-fluor-wlosie-miekkie>

Price: **109,99 zł** gross / 89,42 zł net



Manufacturer: RANVOO

Referention number: DNKGKQJPLRMNHM

Information:

Соническая головка RANVOO PH3 Soft с фтором обеспечивает бережную, но эффективную чистку зубов и межзубных промежутков. Мягкие, густые щетинки работают с сонеично-микропузырьковой технологией, помогая удалять зубной налет и остатки пищи, а также доставлять ионы фтора во время чистки. Это хорошее решение для людей с чувствительными деснами, поддерживающее минерализацию эмали и защиту от кариеса. Компактная, эргономичная конструкция облегчает доступ к труднодоступным местам. Рекомендуемая замена насадки каждые 2-3 месяца помогает поддерживать гигиену и эффективность чистки.

Full product description


Уход и защита эмали

Соническая насадка RANVOO PH3 Soft с фтором была создана с учетом деликатной, но при этом эффективной очистки полости рта. Мягкие, плотные волокна работают вместе с сонико-микропузырьковой технологией щетки RANVOO, удаляя зубной налет и остатки пищи, а также доставляя ионы фтора во время чистки.



Для чувствительных десен

Насадка Soft с фтором подходит для людей с чувствительными деснами. Фтор, высвобождаемый из волокон, поддерживает минерализацию эмали, помогая снизить риск кариеса и сохранить здоровую поверхность зубов при ежедневной чистке.




Точная и компактная конструкция

Насадка RH3 Soft имеет меньшую, эргономичную форму, облегчающую доступ к труднодоступным местам, таким как межзубные промежутки или область линии десен. Мягкие волокна деликатно охватывают поверхность зубов, а компактная конструкция позволяет тщательно очищать их.



Оптимальное взаимодействие со щеткой РНЗ

Насадка работает с соническими движениями щетки РНЗ, сочетая высокую частоту вибраций с действием микропузырьков, что усиливает удаление налета и зубного камня. Волокна разной длины повышают эффективность очистки, обеспечивая комфорт использования.



Регулярная замена и гигиена

Чтобы сохранить эффективность и гигиену, рекомендуется заменять насадку каждые 2–3 месяца или раньше, если волокна деформируются или изнашиваются. Свежая насадка способствует эффективной чистке и поддержанию уровня фтора в полости рта.

