



Extralink Beauty Ultrasonic Skin Cleaner 3in1 - Ultrasonik Peeling Cihazı



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/pelegnacja-ciala-i-twarzy/extralink-beauty-ultrasonic-skin-cleaner-3in1-ultrasonik-peeling-cihazı>

Price: **89,90 zł** gross / 73,09 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGMMJKRMMKO

Information:

Extralink Beauty Ultrasonic Skin Cleaner 3in1, kavitasyon peelingi, sonoforez ve EMS mikroakımlarını birleştiren çok işlevli bir ev yüz bakım cihazıdır. 28 kHz ultrason, ölü deriyi, fazla sebumu ve kirleri temizlemeye yardımcı olarak cildin arınmasını ve pürüzsüzleşmesini destekler. Sonoforez modu, serum veya bakım ürünlerindeki aktif bileşenlerin uygulanmasını kolaylaştırır; EMS ise cilt sıkılığını ve yüz hatlarını destekleyen nazik bir masaj sağlar. Net göstergeler ve LED kullanımını kolaylaştırır, 300 mAh akü ve kompakt tasarım ise evde ve seyahatte kullanım rahatlığı sunar.

Full product description

3'ü 1 arada yüz bakımı

Extralink Beauty Ultrasonic Skin Cleaner 3in1 **kavitasyon peelingi, sonoforez ve EMS mikro akımlarını** bir araya getirir. Üç çalışma modu, cihazın etkisini evde bakımın sonraki aşamalarına uyarlamayı sağlar: temizleme, kozmetik ürünlerin uygulanması ve cilt masajı.



Kavitasyon peelingi

Cihaz **28 kHz frekanslı ultrason** kullanır. Nemli cilt üzerinde çalışırken metal spatula, ölü deri hücrelerinin, fazla sebumun ve yüzeysel kirlerin temizlenmesine yardımcı olur. Uygulama, cildin arındırılmasını destekler ve daha pürüzsüz görünmesine katkıda bulunur.



Kozmetik ürünlerin etkisini destekleme

Sonoforez işlevi, uygun şekilde seçilmiş bir serumda veya başka bir bakım ürününde bulunan aktif bileşenlerin uygulanmasını desteklemek için ultrason titreşimlerini kullanır. Bu, cihazla yapılan bakımı cildin nemlendirilmesi ve beslenmesi aşamasıyla birleştirmeye yardımcı olur.



EMS mikro akımlar

EMS modu, yüz masajı sırasında hafif elektrik darbeleri kullanır. Bu işlev, cilt sıkılığının iyileştirilmesine ve yüz hatlarının belirginleştirilmesine yönelik bakımı destekler. Cihaz, kullanım kılavuzunda belirtilen yöne göre seçilen bölgelere kaydırılabilir.



Basit ev rutini

Net mod işaretleri ve **LED göstergeleri** cihazın kullanımını kolaylaştırır. Peeling, temizlenmiş ve nemlendirilmiş cilt üzerinde yapılmalıdır; sonoforez sırasında ise bu tür bakıma uygun bir kozmetik ürün kullanılabilir. İşlemden sonra metal uç iyice temizlenmelidir.



Şarj edilebilir yapı

Şarj edilebilir güç kaynağı ve **300 mAh kapasite**, işlem sırasında cihazın kablosuz kullanılmasını sağlar. İnce gövde ve metal spatula koruyucusu, kozmetik aksesuarın banyoda saklanması veya seyahate götürülmesini kolaylaştırır.

