



Extralink Beauty Ultrasonic Skin Cleaner 3in1 | Dispositivo de pelado por cavitación |



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/cuidado-corporal-y-facial/extralink-beauty-ultrasonic-skin-cleaner-3in1-dispositivo-de-pelado-por-cavitacion->

Price: **89,90 zł** gross / 73,09 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGMMJKRMMKO

Information:

Extralink Beauty Ultrasonic Skin Cleaner 3in1 es un dispositivo multifuncional para el cuidado facial en casa, que combina peeling cavitacional, sonoforésis y microcorrientes EMS. Los ultrasonidos de 28 kHz ayudan a eliminar las células muertas, el exceso de sebo y las impurezas, favoreciendo la limpieza y el alisado de la piel. El modo de sonoforésis facilita la aplicación de ingredientes activos de sérum o cosméticos de cuidado, y EMS proporciona un suave masaje que apoya la firmeza de la piel y los contornos del rostro. Las indicaciones claras y los LED facilitan el uso, y la batería de 300 mAh junto con su diseño compacto garantizan comodidad en casa y de viaje.

Full product description

Cuidado facial 3 en 1

Extralink Beauty Ultrasonic Skin Cleaner 3in1 combina **peeling cavitacional, sonoforésis y microcorrientes EMS**. Tres modos de funcionamiento permiten adaptar el uso del dispositivo a las siguientes etapas del cuidado facial en casa: limpieza, aplicación de cosméticos y masaje de la piel.



Peeling cavitacional

El dispositivo utiliza **ultrasonidos de frecuencia de 28 kHz**. Durante el uso sobre la piel húmeda, la espátula metálica ayuda a eliminar las células muertas de la epidermis, el exceso de sebo y las impurezas superficiales. El tratamiento favorece la limpieza de la piel y contribuye a alisarla.



Apoyo a la acción de los cosméticos

La función de **sonoforésis** utiliza vibraciones ultrasónicas para ayudar a aplicar los ingredientes activos contenidos en un sérum o en otro producto de cuidado adecuadamente elegido. Esto ayuda a combinar el cuidado con el dispositivo con la etapa de hidratación y nutrición de la piel.



Microcorrientes EMS

El modo **EMS** utiliza suaves impulsos eléctricos durante el masaje facial. La función apoya el cuidado orientado a mejorar la firmeza de la piel y resaltar los contornos del rostro. El dispositivo puede deslizarse por las zonas seleccionadas según la dirección indicada en el manual de instrucciones.



Rutina doméstica sencilla

Las claras indicaciones de los modos y los **indicadores LED** facilitan el uso del dispositivo. El peeling debe realizarse sobre la piel limpia y humedecida, mientras que durante la sonoforésis se puede aplicar un cosmético destinado a este tipo de cuidado. Después del tratamiento, la punta metálica debe limpiarse a fondo.



Diseño con batería recargable

La alimentación por batería y la **capacidad de 300 mAh** permiten usar el dispositivo sin cable durante el tratamiento. La carcasa estilizada y la cubierta de la espátula metálica facilitan guardar este accesorio cosmético en el baño o llevarlo de viaje.

