



EXTRALINK MINI MASSAGE STICK



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/masazni-polstare/extralink-mini-massage-stick>

Price: **16,46 zł** gross / 13,38 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGMKOGRMJJO

Information:

Extralink Mini Massage Stick je kompaktní elektrostimulátor svalů využívající technologie TENS a EMS, který pomáhá zmírňovat bolest, redukovat napětí a podporovat regeneraci po práci, tréninku nebo dlouhém sezení. Nabízí 8 režimů práce a 19 úrovní intenzity, díky čemuž jej lze snadno přizpůsobit vlastním potřebám. Hodí se k masáži krku, zad, pasu, boků, nohou i břicha. Má přehledný displej, jednoduché ovládání a lehkou, přenosnou konstrukci. Výkonný akumulátor umožňuje dlouhé používání a rychlé nabíjení přes USB trvá jen 30 minut. Odolné, snadno čistitelné gelové nástavce lze používat opakovaně.

Full product description


Masážer Extralink Mini

Extralink Mini Massage Stick je kompaktní **elektrostimulátor svalů** využívající technologie **TENS a EMS** ke zmírnění napětí a regeneraci organismu. Zařízení pomáhá při redukci bolesti krku, zad i končetin a nabízí profesionální standard terapie v domácích podmínkách. Díky malým rozměrům se **mobilní masážér** hodí při odpočinku, kancelářské práci i po tréninku.



Klíčové výhody produktu

- **Technologie TENS a EMS** – účinně pomáhá uvolňovat napjaté svalové struktury a tlumit nepohodlí.
- **Všestranné použití** – konstrukce umožňuje masáž **krku, pasu, boků, nohou i břicha**.
- **Personalizace ošetření** – výběr z **8 režimů práce** a až **19 úrovní intenzity** stimulace.
- **Výkonný akumulátor** – baterie **120mAh** umožňuje používání až **32 dní** na jedno nabití.
- **Rychlé dobíjení** – plný nabíjecí cyklus přes port **USB** trvá pouhých **30 minut**.
- **Pohodlí a hygiena** – odolné gelové nástavce lze použít až **60krát** a snadno se čistí.



Terapie TENS a EMS

Zařízení využívá elektrické impulzy o nízké frekvenci v rozsahu **1-100Hz**, což přispívá k přímé stimulaci smyslových neuronů a svalových vláken. **Elektrostimulace** pomáhá blokovat bolestivé signály a podporuje krevní oběh, čímž urychluje regenerační procesy. **Extralink Mini Massage Stick** je vhodnou volbou pro osoby se sedavým způsobem života nebo nadměrnou fyzickou zátěží a pečuje o pohodlí každý den.



Intuitivní ovládání

Ovládání masážeru bylo zjednodušeno na minimum, takže je přístupné každému uživateli. Přehledný **digitální displej** informuje o aktuálně zvoleném programu a ovládací tlačítka umožňují plynulou změnu parametrů. Stačí připevnit **elektrostimulátor** na očištěnou pokožku a zvolit vhodný režim tlačítkem "M". Regulace výkonu pomocí plus a minus umožňuje přesné přizpůsobení síly působení prahu citlivosti uživatele.




Mobilita a odolnost

Skříň vyrobená z kombinace materiálů **ABS, silikonu a PU** zaručuje odolnost při zachování nízké hmotnosti. Kompaktní rozměry **150x70 mm** znamenají, že se masážér vejde do příručního zavazadla nebo kabelky. Zařízení nabízí volnost pohybu, protože během provozu nevyžaduje trvalé připojení k síti. Díky napětí **3,7V** a optimálnímu výstupnímu výkonu **35mA** je masážní seance bezpečná a účinná bez ohledu na to, kde se nacházíte.



Efektivní plán terapie

Pro dosažení optimálních zdravotních výsledků se doporučuje používat zařízení **10 minut denně** v pravidelných cyklech trvajících minimálně týden. Pravidelnost způsobuje, že svaly jsou pružnější a chronické napětí ustupuje. **Masážér Extralink** automaticky dbá na bezpečnost seance a funguje pouze po správném přilepení nástavce na tělo. Je to řešení, které pomáhá udržovat fyzickou kondici bez nutnosti návštěv fyzioterapeuta.



Ekonomika a ekologie

Použití **dobíjecího akumulátoru** eliminuje potřebu neustálého nákupu jednorázových baterií, což se promítá do reálných úspor. Jedno krátké 30minutové nabití přes standardní **USB port** vystačí na více než měsíc každodenních procedur. Masážní nástavce jsou navrženy pro opakovaný kontakt s pokožkou – po ztrátě přilnavosti je stačí omýt vodou, aby se obnovily jejich vlastnosti, což výrazně prodlužuje životnost celé sady.



Specifikace

Parametr	Podrobnosti
Materiál	ABS + silikon + PU
Rozměry	150 x 70 mm
Metody masáže	8 režimů a 19 nastavitelných stupňů
Frekvence	1-100 Hz
Kapacita baterie	120 mAh
Doba nabíjení	30 minut
Doba provozu	Až 32 dní (při 15 min denně)
Nabíjecí konektor	USB
Provozní napětí	3,7 V
Maximální výkon	35 mA