



## EXTRALINK MINI MASSAGE STICK



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/massagekissen/extralink-mini-massage-stick>

Price: **16,46 zł** gross / 13,38 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXXGGMKOGRRMJJO

### Information:

Extralink Mini Massage Stick ist ein kompakter Muskel-Elektrostimulator, der die TENS- und EMS-Technologien nutzt und dabei hilft, Schmerzen zu lindern, Spannungen zu reduzieren und die Regeneration nach der Arbeit, dem Training oder langem Sitzen zu unterstützen. Er bietet 8 Betriebsmodi und 19 Intensitätsstufen, sodass er sich leicht an die eigenen Bedürfnisse anpassen lässt. Er eignet sich für die Massage von Nacken, Rücken, Taille, Hüften, Beinen und Bauch. Er verfügt über ein gut lesbares Display, eine einfache Bedienung sowie eine leichte, tragbare Konstruktion. Der leistungsstarke Akku ermöglicht eine lange Nutzungsdauer, und das schnelle Laden über USB dauert nur 30 Minuten. Die langlebigen, leicht zu reinigenden Gel-Pads können mehrfach verwendet werden.

### Full product description

#### Extralink Mini-Massagegerät

**Extralink Mini Massage Stick** ist ein kompaktes **Muskel-Elektrostimulationsgerät**, das **TENS- und EMS-Technologien** zur Linderung von Verspannungen und zur Regeneration des Körpers nutzt. Das Gerät hilft bei der Reduzierung von Nacken-, Rücken- und Gliederschmerzen und bietet einen professionellen Therapiestandard für den Heimgebrauch. Dank seiner geringen Größe eignet sich der **mobile Massager** ideal für die Erholung, die Büroarbeit oder nach dem Training.



## Wichtigste Produktvorteile

- **TENS- und EMS-Technologie** – hilft wirksam beim Lösen verspannter Muskelstrukturen und beim Lindern von Beschwerden.
- **Vielseitige Wirkung** – die Konstruktion ermöglicht eine Massage von **Nacken, Taille, Hüften, Beinen und Bauch**.
- **Individuelle Anpassung** – Auswahl aus **8 Betriebsmodi** und bis zu **19 Intensitätsstufen** der Stimulation.
- **Leistungsstarker Akku** – der **120-mAh**-Akku ermöglicht eine Nutzung von bis zu **32 Tagen** mit einer einzigen Ladung.
- **Schnelles Aufladen** – ein vollständiger Ladezyklus über den **USB-Anschluss** dauert nur **30 Minuten**.
- **Komfort und Hygiene** – die langlebigen Gel-Pads können bis zu **60 Mal** verwendet werden und sind leicht zu reinigen.



## TENS- und EMS-Therapie

Das Gerät nutzt elektrische Impulse mit niedriger Frequenz im Bereich von **1-100Hz**, was zur direkten Stimulation sensorischer Neuronen und Muskelfasern beiträgt. Die **Elektrostimulation** hilft, Schmerzsignale zu blockieren und regt die Durchblutung an, wodurch Regenerationsprozesse beschleunigt werden. Der **Extralink Mini Massage Stick** ist eine gute Wahl für Menschen mit sitzender Lebensweise oder übermäßiger körperlicher Belastung und sorgt jeden Tag für mehr Komfort.



## Intuitive Steuerung

Die Bedienung des Massagegeräts wurde auf ein Minimum vereinfacht, sodass es für jeden Benutzer zugänglich ist. Das gut lesbare **digitale Display** informiert über das aktuell ausgewählte Programm, und die Steuertasten ermöglichen eine flüssige Anpassung der Parameter. Befestigen Sie einfach den **Elektrostimulator** auf gereinigter Haut und wählen Sie mit der Taste "M" den passenden Modus. Die Leistungsregelung mit Plus und Minus ermöglicht eine präzise Anpassung der Intensität an die Empfindlichkeit des Benutzers.






## Mobilität und Langlebigkeit

Das Gehäuse aus einer Kombination von **ABS, Silikon und PU** garantiert Langlebigkeit bei geringem Gewicht. Die kompakten Maße von **150x70 mm** sorgen dafür, dass das Massagegerät ins Handgepäck oder in eine Tasche passt. Das Gerät bietet Bewegungsfreiheit, da es während des Betriebs nicht dauerhaft an das Stromnetz angeschlossen sein muss. Dank der Spannung von **3,7V** und der optimalen Ausgangsleistung von **35mA** ist die Massagesitzung sicher und effektiv, unabhängig davon, wo Sie sich befinden.



## Effektiver Therapieplan

Für optimale gesundheitliche Ergebnisse wird empfohlen, das Gerät regelmäßig mindestens eine Woche lang **10 Minuten täglich** zu verwenden. Regelmäßigkeit sorgt dafür, dass die Muskeln elastischer werden und chronische Verspannungen nachlassen. Der **Extralink-Massager** sorgt automatisch für die Sicherheit der Sitzung und arbeitet nur dann, wenn das Pad korrekt am Körper befestigt ist. Dies ist eine Lösung, die hilft, die körperliche Fitness ohne Besuche beim Physiotherapeuten aufrechtzuerhalten.



## Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit

Die Verwendung eines **wiederaufladbaren Akkus** macht den ständigen Kauf von Einwegbatterien überflüssig, was zu echten Einsparungen führt. Eine kurze 30-minütige Ladung über den standardmäßigen **USB-Anschluss** reicht für mehr als einen Monat täglicher Anwendungen. Die Massagepads sind für den wiederholten Kontakt mit der Haut konzipiert – nach dem Verlust der Haftung genügt es, sie mit Wasser abzuwaschen, um ihre Eigenschaften wiederherzustellen, was die Lebensdauer des gesamten Sets erheblich verlängert.





## Spezifikation

| Parameter                | Details                              |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Material</b>          | ABS + Silikon + PU                   |
| <b>Abmessungen</b>       | 150 x 70 mm                          |
| <b>Massagearten</b>      | 8 Modi und 19 einstellbare Stufen    |
| <b>Frequenz</b>          | 1-100 Hz                             |
| <b>Akkukapazität</b>     | 120 mAh                              |
| <b>Ladezeit</b>          | 30 Minuten                           |
| <b>Betriebszeit</b>      | Bis zu 32 Tage (bei 15 Min. täglich) |
| <b>Ladeanschluss</b>     | USB                                  |
| <b>Betriebsspannung</b>  | 3,7 V                                |
| <b>Maximale Leistung</b> | 35 mA                                |