



Extralink Smart Life F-01 Infrarot-Thermometer, Weiß




link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/kindthermometer/extralink-smart-life-f-01-infrarot-thermometer-weiss>

Price: **89,00 zł** gross / 72,36 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGMHJLRMMII

Full product description

Berührungslose Messung

Mit Infrarot-Thermometern kann die Temperatur **ohne direkten Kontakt** mit dem Körper gemessen werden. Dies funktioniert durch das Auffangen der vom Körper oder Gegenstand ausgesandten Infrarotstrahlung

Multifunktions-Infrarot-Thermometer



Misst die Körpertemperatur
von **32°C** bis **49,5°**



Pomiar
temperatury przedmiotów
od **0°C** do **100°**

**Seine Messgenauigkeit beträgt $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$,
was zuverlässige Ergebnisse gewährleistet**

Schnelle und präzise Messungen

Die Messung ist **schnell und effizient**, so dass sie eine **bequeme Möglichkeit** darstellt, in kurzer Zeit Temperaturinformationen zu erhalten. Dies ist besonders nützlich für **kleine Kinder** oder Menschen, die sich nicht trauen, herkömmliche Messungen vorzunehmen. Infrarot-Thermometer zeichnen sich durch eine hohe Messgenauigkeit aus.



Messung in 1 Sekunde

Das digitale Thermometer bietet eine sofortige Messzeit von nur 1 Sekunde. Dies ermöglicht es dem Benutzer, die Temperatur des Körpers oder von Gegenständen schnell und bequem zu überprüfen, ohne unnötige Wartezeiten.



Einfache Bedienung

Richten Sie das Thermometer einfach auf die zu messende Stelle, drücken Sie die Taste, und das Ergebnis wird auf dem Display angezeigt. **Da die** Messung mit Infrarot-Thermometern **berührungslos** erfolgt, wird das Risiko einer Kreuzinfektion verringert. Außerdem sind die meisten **leicht zu reinigen**, was zur Hygiene beiträgt.



40mm

190mm

40mm

45g

Das Thermometer ist praktisch und leicht zu transportieren, so dass es sich sowohl für den privaten als auch für den professionellen Gebrauch eignet

Vielseitigkeit der Anwendung

Diese Thermometer können zur Messung der Temperatur des Körpers, aber auch von verschiedenen Oberflächen wie **Flüssigkeiten, Lebensmitteln oder Gegenständen** verwendet werden, was sie zu einem vielseitigen Hilfsmittel in einer Vielzahl von Situationen macht.




1-Sekunden-Mess




LCD-Display mit
Hintergrundbeleuchtung




Sensor für schwache
Batterie



Stromversorgung 2xAA



Automatische Abschaltung
nach 15 Sekunden



Messabstand von
3 cm bis 5 cm

EXTRALINK- THERMOMETER



3 Anzeigefarben



NORMAL

36.3 °C

SUBFEBRILER
ZUSTAND

37.3 °C

HOHES FIEBER

38.7 °C

Umschalten zwischen °C/°F

Mit dem Thermometer kann der Benutzer leicht zwischen der Celsius- und der Fahrenheit-Temperaturskala umschalten, so dass das Gerät je nach den Vorlieben des Benutzers verwendet werden kann.

