



EXTRALINK MINI MASSAGE STICK



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/almohadas-de-masaje/extralink-mini-massage-stick>

Price: **16,46 zł** gross / 13,38 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXXGGMKOGRRMMJO

Information:

Extralink Mini Massage Stick es un electroestimulador muscular compacto que utiliza las tecnologías TENS y EMS, y que ayuda a aliviar el dolor, reducir la tensión y favorecer la regeneración después del trabajo, el entrenamiento o estar sentado durante mucho tiempo. Ofrece 8 modos de funcionamiento y 19 niveles de intensidad, por lo que se adapta fácilmente a las necesidades de cada usuario. Es ideal para masajear el cuello, la espalda, la cintura, las caderas, las piernas y el abdomen. Cuenta con una pantalla clara, un manejo sencillo y una estructura ligera y portátil. Su batería de alto rendimiento permite un uso prolongado, y la carga rápida por USB dura solo 30 minutos. Las resistentes almohadillas de gel, fáciles de limpiar, pueden utilizarse varias veces.

Full product description

Masajeador Extralink Mini

Extralink Mini Massage Stick es un compacto **electroestimulador muscular** que utiliza las tecnologías **TENS y EMS** para aliviar la tensión y favorecer la regeneración del organismo. El dispositivo ayuda a reducir el dolor de cuello, espalda y extremidades, ofreciendo un estándar profesional de terapia en el hogar. Gracias a su tamaño reducido, el **masajeador portátil** resulta útil durante el descanso, el trabajo de oficina o después del entrenamiento.



Principales ventajas del producto

- **Tecnología TENS y EMS** – ayuda eficazmente a relajar las estructuras musculares tensas y a aliviar las molestias.
- **Acción versátil** – el diseño permite masajear **cuello, cintura, caderas, piernas y abdomen**.
- **Personalización del tratamiento** – elección entre **8 modos de funcionamiento** y hasta **19 niveles de intensidad** de estimulación.
- **Batería eficiente** – la batería de **120mAh** permite usarlo hasta **32 días** con una sola carga.
- **Recarga rápida** – el ciclo completo de carga a través del puerto **USB** tarda solo **30 minutos**.
- **Comodidad e higiene** – las resistentes almohadillas de gel pueden usarse hasta **60 veces** y son fáciles de limpiar.



Terapia TENS y EMS

El dispositivo utiliza impulsos eléctricos de baja frecuencia en el rango de **1-100Hz**, lo que contribuye a la estimulación directa de las neuronas sensoriales y las fibras musculares. La **electroestimulación** ayuda a bloquear las señales de dolor y estimula la circulación sanguínea, lo que acelera los procesos de regeneración. **Extralink Mini Massage Stick** es una elección acertada para personas que llevan una vida sedentaria o realizan un esfuerzo físico excesivo, cuidando el confort cada día.



Control intuitivo

El manejo del masajeador se ha simplificado al mínimo, lo que lo hace accesible para cualquier usuario. La clara **pantalla digital** informa sobre el programa seleccionado en ese momento, y los botones de control permiten cambiar los parámetros con fluidez. Basta con fijar el **electroestimulador** sobre la piel limpia y elegir el modo adecuado con el botón "M". El ajuste de la potencia mediante los botones de más y menos permite adaptar con precisión la intensidad a la sensibilidad del usuario.



Movilidad y resistencia

La carcasa, fabricada con una combinación de materiales **ABS, silicona y PU**, garantiza durabilidad manteniendo un peso reducido. Sus dimensiones compactas de **150x70 mm** hacen que el masajeador quepa en el equipaje de mano o en un bolso. El dispositivo ofrece libertad de movimiento, ya que no requiere una conexión permanente a la red durante su funcionamiento. Gracias a un voltaje de **3,7V** y una potencia de salida óptima de **35mA**, la sesión de masaje es segura y eficaz sin importar dónde te encuentres.



Plan de terapia eficaz

Para obtener resultados óptimos para la salud, se recomienda usar el dispositivo durante **10 minutos al día** en ciclos regulares de al menos una semana. La constancia hace que los músculos se vuelvan más flexibles y que las tensiones crónicas disminuyan. El **masajeador Extralink** cuida automáticamente la seguridad de la sesión, funcionando únicamente después de que la almohadilla se adhiera correctamente al cuerpo. Es una solución que ayuda a mantener la forma física sin necesidad de visitar a un fisioterapeuta.



Economía y ecología

El uso de una **batería recargable** elimina la necesidad de comprar continuamente pilas desechables, lo que se traduce en un ahorro real. Una sola carga breve de 30 minutos a través del estándar **puerto USB** basta para más de un mes de tratamientos diarios. Las almohadillas de masaje están diseñadas para un contacto repetido con la piel: cuando pierden adherencia, basta con lavarlas con agua para restaurar sus propiedades, lo que prolonga considerablemente la vida útil de todo el conjunto.



Especificaciones

Parámetro	Detalles
Material	ABS + silicona + PU
Dimensiones	150 x 70 mm
Métodos de masaje	8 modos y 19 niveles ajustables
Frecuencia	1-100 Hz
Capacidad de la batería	120 mAh
Tiempo de carga	30 minutos
Tiempo de funcionamiento	Hasta 32 días (con 15 min al día)
Conector de carga	USB
Voltaje de funcionamiento	3,7 V
Potencia máxima	35 mA