



EXTRALINK MINI MASSAGE STICK



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/cuscini-massaggianti/extralink-mini-massage-stick>

Price: **16,46 zł** gross / 13,38 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGMKOGRMJJO

Information:

Extralink Mini Massage Stick è un elettrostimolatore muscolare compatto che utilizza le tecnologie TENS ed EMS, aiutando ad alleviare il dolore, ridurre la tensione e favorire il recupero dopo il lavoro, l'allenamento o una lunga seduta. Offre 8 modalità di funzionamento e 19 livelli di intensità, così da poterlo adattare facilmente alle proprie esigenze. È adatto per il massaggio di collo, schiena, vita, fianchi, gambe e addome. Dispone di un display leggibile, un utilizzo semplice e una struttura leggera e portatile. La batteria ad alte prestazioni consente un uso prolungato, mentre la ricarica rapida USB richiede solo 30 minuti. I resistenti cuscinetti in gel, facili da pulire, possono essere utilizzati più volte.

Full product description


Massaggiatore Extralink Mini

Extralink Mini Massage Stick è un compatto **elettrostimolatore muscolare** che utilizza le tecnologie **TENS ed EMS** per alleviare la tensione e favorire il recupero dell'organismo. Il dispositivo aiuta a ridurre il dolore a collo, schiena e arti, offrendo uno standard professionale di terapia in ambito domestico. Grazie alle dimensioni ridotte, il **massaggiatore portatile** è ideale durante il riposo, il lavoro d'ufficio o dopo l'allenamento.



Vantaggi principali del prodotto

- **Tecnologia TENS ed EMS** – aiuta efficacemente a rilassare le strutture muscolari contratte e ad alleviare il disagio.
- **Azione versatile** – la struttura consente il massaggio di **collo, vita, fianchi, gambe e addome**.
- **Personalizzazione del trattamento** – scelta tra **8 modalità di funzionamento** e ben **19 livelli di intensità** di stimolazione.
- **Batteria efficiente** – la batteria da **120mAh** consente l'uso fino a **32 giorni** con una sola carica.
- **Ricarica rapida** – un ciclo completo di ricarica tramite porta **USB** richiede solo **30 minuti**.
- **Comodità e igiene** – i resistenti cuscinetti in gel possono essere utilizzati fino a **60 volte** e sono facili da pulire.



Terapia TENS ed EMS

Il dispositivo utilizza impulsi elettrici a bassa frequenza nell'intervallo **1-100Hz**, contribuendo alla stimolazione diretta dei neuroni sensoriali e delle fibre muscolari. L'**elettrostimolazione** aiuta a bloccare i segnali del dolore e stimola la circolazione sanguigna, accelerando i processi di rigenerazione. **Extralink Mini Massage Stick** è una scelta azzeccata per chi conduce una vita sedentaria o pratica un'attività fisica eccessiva, garantendo comfort ogni giorno.



Controllo intuitivo

L'utilizzo del massaggiatore è stato semplificato al minimo, rendendolo accessibile a ogni utente. Il chiaro **display digitale** informa sul programma attualmente selezionato, mentre i pulsanti di controllo consentono una regolazione fluida dei parametri. Basta fissare l'**elettrostimolatore** sulla pelle pulita e scegliere la modalità appropriata con il pulsante "M". La regolazione della potenza tramite i tasti più e meno consente di adattare con precisione l'intensità alla soglia di sensibilità dell'utente.




Mobilità e resistenza

Il corpo realizzato con una combinazione di materiali **ABS, silicone e PU** garantisce durata mantenendo un peso ridotto. Le dimensioni compatte di **150x70 mm** fanno sì che il massaggiatore entri nel bagaglio a mano o in borsa. Il dispositivo offre libertà di movimento, poiché non richiede un collegamento costante alla rete durante il funzionamento. Grazie alla tensione di **3,7V** e alla potenza di uscita ottimale di **35mA**, la sessione di massaggio è sicura ed **ադդուկադեմ** indipendentemente dal luogo in cui ti trovi.



Piano terapeutico efficace

Per ottenere risultati ottimali per la salute si consiglia di utilizzare il dispositivo per **10 minuti al giorno** in cicli regolari della durata minima di una settimana. La costanza rende i muscoli più elastici e le tensioni croniche si attenuano. Il **massaggiatore Extralink** garantisce automaticamente la sicurezza della sessione, funzionando solo dopo il corretto adesione del cuscinetto al corpo. È una soluzione che aiuta a mantenere la forma fisica senza la necessità di visite dal fisioterapista.



Economia ed ecologia

L'uso di una **batteria ricaricabile** elimina la necessità di acquistare continuamente batterie usa e getta, traducendosi in un risparmio reale. Una sola ricarica breve di 30 minuti tramite la standard **porta USB** è sufficiente per oltre un mese di trattamenti quotidiani. I cuscinetti massaggianti sono progettati per il contatto ripetuto con la pelle: dopo aver perso l'aderenza, basta lavarli con acqua per ripristinarne le proprietà, prolungando notevolmente la durata dell'intero set.



Specifiche

Parametro	Dettagli
Materiale	ABS + silicone + PU
Dimensioni	150 x 70 mm
Metodi di massaggio	8 modalità e 19 livelli regolabili
Frequenza	1-100 Hz
Capacità della batteria	120 mAh
Tempo di ricarica	30 minuti
Autonomia	Fino a 32 giorni (con 15 min al giorno)
Connettore di ricarica	USB
Tensione di esercizio	3,7 V
Potenza massima	35 mA