



EXTRALINK SMART LIFE WAGA DLA NIEMOWLĄT BABY SCALE B5



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/vaschette/extralink-smart-life-waga-dla-niemowlat-baby-scale-b5>

Price: **99,99 zł** gross / 81,29 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGMIQHRMMKP

Information:

Extralink B5 è una bilancia domestica per bambini per controllare il peso e la crescita del neonato. La piattaforma sagomata garantisce comfort durante la pesatura, mentre il metro estraibile consente di misurare la lunghezza del bambino in un unico dispositivo. Il chiaro display LCD facilita la lettura dei risultati, e le funzioni di tara e blocco del risultato aiutano nelle misurazioni di un bambino vivace. La bilancia supporta un intervallo da 0,03 a 20 kg con precisione di 0,01 kg, offre le unità kg, lb e oz e lo spegnimento automatico e manuale. La superficie liscia facilita la pulizia e l'uso quotidiano.

Full product description

Pesatura domestica dei neonati

Extralink B5 è una bilancia per bambini progettata per controllare le variazioni del peso corporeo del neonato in ambiente domestico. La superficie sagomata, il display LCD leggibile e il metro estraibile facilitano l'esecuzione regolare delle misurazioni.



Misurazione di peso e altezza

La bilancia consente di controllare il peso del bambino, mentre il **metro estraibile** aiuta a monitorarne l'altezza. La combinazione di entrambe le funzioni in un unico dispositivo facilita la registrazione dei cambiamenti che avvengono nelle successive fasi dello sviluppo del neonato.



Facile da pulire

La superficie liscia della piattaforma facilita il mantenimento della bilancia pulita. Dopo aver terminato la misurazione, può essere pulita con un panno morbido leggermente umido, così il dispositivo è pronto per il successivo utilizzo.



Intervallo di misurazione fino a 20 kg

La bilancia supporta un intervallo da **0,03 kg a 20 kg**, e la divisione di misurazione è di **0,01 kg**. La piattaforma sagomata offre al bambino un posto comodo durante la pesatura. Il dispositivo deve essere posizionato su una superficie piana e stabile, e il neonato non deve essere lasciato sulla bilancia senza supervisione.



Display leggibile e funzioni

Il display LCD con dimensioni di **60 × 25 mm** facilita la lettura del risultato. Sono disponibili le unità **kg, lb e oz**, la funzione di tara e il blocco del risultato che aiuta a leggere la misurazione di un bambino in movimento. Lo spegnimento automatico e manuale contribuisce a ridurre il consumo di energia.

