



EXTRALINK SMART LIFE CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY K-4S BIAŁY



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/misuratori-di-pressione/extralink-smart-life-cisnieniomierz-naramienny-k-4s-bialy>

Price: **89,00 zł** gross / 72,36 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGMIPJRMMLP



Full product description

Misurazione simultanea della pressione arteriosa sistolica, della pressione arteriosa diastolica e del polso

Il dispositivo consente la misurazione simultanea e accurata di tre parametri sanitari fondamentali:

Il dispositivo consente la misurazione simultanea e accurata di tre parametri sanitari fondamentali:



Pressione arteriosa sistolica



Pressione arteriosa diastolica



Polso



Memoria di misura

Il dispositivo è dotato di una memoria per **registrare e memorizzare gli ultimi 99 risultati delle misurazioni** della pressione arteriosa sistolica, della pressione arteriosa diastolica e del polso. La capacità di **tracciare con precisione i cambiamenti** dei parametri di salute nel corso del tempo può essere particolarmente utile per **monitorare i progressi del trattamento** o per i controlli regolari della salute. Questa funzione consente inoltre di condividere facilmente i risultati con gli operatori sanitari durante le visite mediche.

La memoria interna del misuratore di pressione può essere utilizzata per memorizzare i risultati. Con la doppia memorizzazione, ogni risultato della misurazione può essere memorizzato due volte: una volta come risultato corrente e una volta come ultimo risultato precedente. In questo modo, le ultime 240 misurazioni saranno conservate nella memoria del dispositivo.




Funzionamento semplice con un solo pulsante

Il **funzionamento intuitivo con un solo pulsante** rende il dispositivo facile da usare anche per chi non ha familiarità con la tecnologia medica. **Funzione di risparmio energetico** con spegnimento automatico dopo tre minuti di inattività, che favorisce l'utilizzo a lungo termine del dispositivo.

Come usare:

1. Avvolgere il bracciale attorno alla spalla sinistra del paziente.
2. Assicurarsi che le dita si inseriscano tra il polsino e la spalla per assicurare una vestibilità adeguata, ma non troppo stretta.
3. Il polsino dovrebbe essere applicato uniformemente e il bordo inferiore dovrebbe essere circa 2 dita sopra la curva del gomito.
4. Sollevare la mano sinistra con la fascia verso l'alto, tenendo il monitor alla stessa altezza del cuore. Questa posizione contribuirà a fornire una misurazione più accurata della pressione sanguigna.
5. Dopo aver regolato il bracciale e la mano del paziente, premere il pulsante Start-Stop sul manometro per iniziare la misurazione.
6. Dopo aver letto il risultato, spenga il manometro e rimuova il bracciale dal braccio del paziente.



Design compatto

Il **design compatto** e il peso ridotto rendono il dispositivo **facile da trasportare**, consentendo il monitoraggio della salute ovunque.



Ideale per l'uso domestico

Il design compatto e il peso ridotto rendono il dispositivo facile da trasportare, consentendo di monitorare la propria salute ovunque



Misuratore di pressione del braccio superiore

Misura simultaneamente la pressione arteriosa sistolica, la pressione arteriosa diastolica e il polso



Misurazione accurata



Memorizzazione degli ultimi 240 risultati




Display a LED



Funzionamento con un solo pulsante



Spegnimento automatico



Funzionamento semplice con un solo pulsante



Il funzionamento intuitivo rende il dispositivo facile da usare anche per chi non ha familiarità con la tecnologia medica.



Funzione di risparmio energetico con spegnimento automatico dopo tre minuti di inattività, che favorisce un uso prolungato del dispositivo.



1 ora prima della misurazione

