



Extralink Smart Life Baby Scale B5 | Waga dla niemowląt |



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/wanienki/extralink-smart-life-baby-scale-b5-waga-dla-niemowlat->

Cena: **99,99 zł** brutto / 81,29 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXXGMIQHRMMKP

Informacje

Extralink B5 to domowa waga dziecięca do kontrolowania masy ciała i wzrostu niemowlęcia. Profilowana platforma zapewnia wygodę podczas ważenia, a wysuwana miarka pozwala mierzyć długość dziecka w jednym urządzeniu. Czytelny ekran LCD ułatwia odczyt wyników, a funkcje tarowania i blokady wyniku pomagają przy pomiarach ruchliwego malucha. Waga obsługuje zakres od 0,03 do 20 kg z dokładnością 0,01 kg, oferuje jednostki kg, lb i oz oraz automatyczne i ręczne wyłączanie. Gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie i codzienne użytkowanie.

Opis produktu

Domowe ważenie niemowląt

Extralink B5 to waga dziecięca przeznaczona do kontrolowania zmian masy ciała niemowlęcia w warunkach domowych. Profilowana powierzchnia, czytelny ekran LCD oraz wysuwana miarka ułatwiają regularne wykonywanie pomiarów.



Pomiar wagi i wzrostu

Waga umożliwia sprawdzanie masy ciała dziecka, natomiast **wysuwana miarka** pomaga kontrolować jego wzrost. Połączenie obu funkcji w jednym urządzeniu ułatwia zapisywanie zmian zachodzących w kolejnych etapach rozwoju niemowlęcia.



Łatwe czyszczenie

Gładka powierzchnia platformy ułatwia utrzymanie wagi w czystości. Po zakończeniu pomiaru można ją przetrzeć miękką, lekko wilgotną ściereczką, dzięki czemu urządzenie jest przygotowane do kolejnego użycia.



Zakres pomiaru do 20 kg

Waga obsługuje zakres od **0,03 kg do 20 kg**, a działka pomiarowa wynosi **0,01 kg**. Profilowana platforma oferuje dziecku wygodne miejsce podczas ważenia. Urządzenie należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, a niemowlęcia nie wolno pozostawiać na wadze bez nadzoru.



Czytelny ekran i funkcje

Ekran LCD o wymiarach **60 x 25 mm** ułatwia odczytywanie wyniku. Do dyspozycji są jednostki **kg, lb i oz**, funkcja tarowania oraz blokada wyniku pomagająca odczytać pomiar poruszającego się dziecka. Automatyczne i ręczne wyłączenie wspiera ograniczenie zużycia energii.

