



EXTRALINK MINI MASSAGE STICK



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/poduszki-masujace/extralink-mini-massage-stick>

Price: **16,46 zł** gross / 13,38 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXXGGMKOGRMJJO

Information:

Extralink Mini Massage Stick é um eletroestimulador muscular compacto que utiliza as tecnologias TENS e EMS, ajudando a aliviar a dor, reduzir a tensão e apoiar a recuperação após o trabalho, o treino ou longos períodos sentado. Oferece 8 modos de funcionamento e 19 níveis de intensidade, permitindo ajustá-lo facilmente às suas necessidades. É ideal para massagem no pescoço, costas, cintura, ancas, pernas e abdômen. Possui um ecrã legível, utilização simples e uma construção leve e portátil. A bateria de alto desempenho permite uma utilização prolongada, e o carregamento rápido por USB demora apenas 30 minutos. As almofadas de gel duráveis e fáceis de limpar podem ser utilizadas várias vezes.

Full product description

Massageador Extralink Mini

Extralink Mini Massage Stick é um compacto **eletroestimulador muscular** que utiliza as tecnologias **TENS e EMS** para aliviar a tensão e regenerar o organismo. O dispositivo ajuda a reduzir dores no pescoço, nas costas e nos membros, oferecendo um padrão profissional de terapia em casa. Graças ao seu tamanho reduzido, o **massageador portátil** é ideal para momentos de descanso, trabalho de escritório ou após o treino.



Principais vantagens do produto

- **Tecnologia TENS e EMS** - ajuda eficazmente a relaxar estruturas musculares tensas e a aliviar o desconforto.
- **Ação versátil** - o design permite massagear **pescoço, cintura, quadris, pernas e abdômen**.
- **Personalização do tratamento** - escolha entre **8 modos de funcionamento** e até **19 níveis de intensidade** de estimulação.
- **Bateria eficiente** - a bateria de **120mAh** permite uso por até **32 dias** com uma única carga.
- **Recarga rápida** - um ciclo completo de carregamento pela porta **USB** leva apenas **30 minutos**.
- **Conforto e higiene** - os resistentes adesivos de gel podem ser usados até **60 vezes** e são fáceis de limpar.



Terapia TENS e EMS

O dispositivo utiliza impulsos elétricos de baixa frequência na faixa de **1-100Hz**, o que contribui para a estimulação direta dos neurônios sensoriais e das fibras musculares. A **elestroestimulação** ajuda a bloquear sinais de dor e estimula a circulação sanguínea, acelerando os processos de regeneração. O **Extralink Mini Massage Stick** é uma escolha acertada para pessoas que lidam com um estilo de vida sedentário ou esforço físico excessivo, cuidando do conforto todos os dias.



Controle intuitivo

O uso do massageador foi simplificado ao máximo, tornando-o acessível para qualquer usuário. A clara **tela digital** informa o programa atualmente selecionado, e os botões de controle permitem alterar os parâmetros com fluidez. Basta fixar o **eletroestimulador** na pele limpa e escolher o modo adequado com o botão "M". O ajuste da potência com os botões de mais e menos permite adaptar com precisão a força da pressão ao limiar de sensibilidade do usuário.




Mobilidade e durabilidade

O corpo, feito da combinação de materiais **ABS, silicone e PU**, garante durabilidade mantendo o peso baixo. As dimensões compactas de **150x70 mm** fazem com que o massageador caiba na bagagem de mão ou na bolsa. O dispositivo oferece liberdade de movimento, pois não requer conexão constante à rede durante o uso. Graças à tensão de **3,7V** e à potência de saída ideal de **35mA**, a sessão de massagem é segura e eficaz independentemente de onde você esteja.



Plano de terapia eficaz

Para obter resultados de saúde ideais, recomenda-se usar o dispositivo por **10 minutos por dia** em ciclos regulares com duração mínima de uma semana. A regularidade faz com que os músculos se tornem mais flexíveis e as tensões crônicas diminuam. O **massageador Extralink** cuida automaticamente da segurança da sessão, funcionando apenas após a fixação correta do adesivo ao corpo. É uma solução que ajuda a manter a aptidão física sem a necessidade de visitas ao fisioterapeuta.



Economia e ecologia

O uso de uma **bateria recarregável** elimina a necessidade de comprar pilhas descartáveis continuamente, o que se traduz em economia real. Uma única carga curta de 30 minutos pela porta **USB** padrão é suficiente para mais de um mês de tratamentos diários. Os adesivos de massagem são projetados para contato repetido com a pele – após perderem a aderência, basta lavá-los com água para restaurar suas propriedades, o que prolonga significativamente a vida útil do conjunto completo.



Especificação

Parâmetro	Detalhes
Material	ABS + silicone + PU
Dimensões	150 x 70 mm
Métodos de massagem	8 modos e 19 níveis ajustáveis
Frequência	1-100 Hz
Capacidade da bateria	120 mAh
Tempo de carregamento	30 minutos
Tempo de funcionamento	Até 32 dias (com 15 min por dia)
Conector de carregamento	USB
Tensão de funcionamento	3,7 V
Potência máxima	35 mA