



Monitor de Pressão Arterial de Braço Extralink Smart Life K-4S, Branco



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/monitores-de-pressao-arterial/monitor-de-pressao-arterial-de-braco-extralink-smart-life-k-4s-branco>

Price: **89,00 zł** gross / 72,36 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGMIPJRMMLP

Full product description

Medição simultânea da tensão arterial sistólica, da tensão arterial diastólica e do pulso

O dispositivo permite a medição simultânea e exacta de três parâmetros-chave de saúde:

The device can simultaneously and accurately measure three key health parameters:



Systolic blood pressure



Diastolic blood pressure



Pulse



Memória de medição

O aparelho está equipado com uma memória que permite **registar e armazenar os últimos 99 resultados das medições** da tensão arterial sistólica, da tensão arterial diastólica e do pulso. A capacidade de registar **com precisão as alterações** dos parâmetros de saúde ao longo do tempo pode ser particularmente útil para **monitorizar a evolução do tratamento** ou para controlos de saúde regulares. Esta função também permite que os resultados sejam facilmente partilhados com os profissionais de saúde durante as consultas médicas.

The internal memory of the blood pressure monitor can be used to store results. With dual storage, each measurement result can be stored twice – once as the current result and once as the last result before it. This will store the last 240 measurements in the device's memory.




Funcionamento simples com um botão

O **funcionamento intuitivo com um botão** torna o dispositivo fácil de utilizar, mesmo para quem não está familiarizado com a tecnologia médica. **Função de poupança de energia**, desligando automaticamente a alimentação após três minutos de inatividade, o que promove a utilização do dispositivo a longo prazo.

How to use:

1. Wrap the cuff around the patient's left arm.
2. Making sure that the fingers fit between the cuff and the arm to ensure a proper fit, but not too tightly.
3. The cuff should be applied evenly and smoothly, with the bottom edge of the cuff approximately 2 fingers above the bend of the elbow.
4. Raise your left arm with the cuff upwards, holding the monitor at the same height as your heart. This position will help ensure a more accurate blood pressure measurement.
5. Once you have adjusted the cuff and the patient's arm, press the Start-Stop button on the blood pressure monitor to start the measurement.
6. After reading the result, turn off the blood pressure monitor and remove the cuff from the patient's arm.



Design compacto

O **design compacto** e o peso leve tornam o dispositivo **fácil de transportar**, permitindo a monitorização da saúde em qualquer lugar



Ideal for home use

The compact design and light weight make the device easy to carry, allowing you to monitor your health anywhere



Upper arm blood pressure monitor

Simultaneous measurement of systolic blood pressure, diastolic blood pressure and pulse



Accurate measurement



Storage of the last 240 results




LED display



One-button operation



Automatic power switch-off



Simple one-button operation



Intuitive one-button operation makes the device easy to use, even for those unfamiliar with medical technology.



An energy-saving function that automatically switches off the power after three minutes of inactivity, promoting long-term use of the device.



1 hour before measurement

