



EXTRALINK MINI MASSAGE STICK



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/poduszki-masujace/extralink-mini-massage-stick>

Price: **16,46 zł** gross / 13,38 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXXGGMKOGRMJJO

Information:

Extralink Mini Massage Stick, TENS ve EMS teknolojilerini kullanan kompakt bir kas elektrostimülatörüdür; ağrıyı hafifletmeye, gerginliği azaltmaya ve işten, antrenmandan ya da uzun süre oturmaktan sonra toparlanmayı desteklemeye yardımcı olur. 8 çalışma modu ve 19 yoğunluk seviyesi sunar, böylece kendi ihtiyaçlarınıza kolayca uyarlanabilir. Boyun, sırt, bel, kalça, bacak ve karın masajı için uygundur. Okunması kolay bir ekrana, basit kullanıma ve hafif, taşınabilir bir yapıya sahiptir. Verimli akü uzun süreli kullanım sağlar ve hızlı USB şarjı yalnızca 30 dakika sürer. Dayanıklı, temizlemesi kolay jel pedler defalarca kullanılabilir.

Full product description

Extralink Mini Masaj Cihazı

Extralink Mini Massage Stick, gerginliği azaltmak ve vücudun yenilenmesini desteklemek için **TENS ve EMS** teknolojilerini kullanan kompakt bir **elektromüsküler stimülatör**dür. Cihaz, boyun, sırt ve uzuvlardaki ağrının azaltılmasına yardımcı olur ve ev koşullarında profesyonel terapi standardı sunar. Küçük boyutları sayesinde **taşınabilir masaj cihazı**, dinlenirken, ofis çalışması sırasında veya antrenman sonrasında kullanıma uygundur.



Ürünün temel avantajları

- **TENS ve EMS teknolojisi** – gergin kas yapılarını gevşetmeye ve rahatsızlığı hafifletmeye etkili şekilde yardımcı olur.
- **Çok yönlü kullanım** – tasarım, **boyun, bel, kalça, bacaklar ve karın** masajına olanak tanır.
- **Seansın kişiselleştirilmesi** – **8 çalışma modu** ve **19 yoğunluk seviyesi** arasından seçim.
- **Verimli pil** – **120 mAh** batarya, tek şarjla **32 güne** kadar kullanım sağlar.
- **Hızlı enerji yenileme** – **USB** portu üzerinden tam şarj döngüsü yalnızca **30 dakika** sürer.
- **Konfor ve hijyen** – dayanıklı jel pedler **60 defaya kadar** kullanılabilir ve temizlemesi kolaydır.



TENS ve EMS terapisi

Cihaz, **1-100Hz** aralığında düşük frekanslı elektrik darbeleri kullanır; bu da duyu nöronlarının ve kas liflerinin doğrudan uyarılmasına katkıda bulunur. **Elektrostimülasyon**, ağrı sinyallerinin engellenmesine yardımcı olur ve kan dolaşımını uyarak yenilenme süreçlerini hızlandırır. **Extralink Mini Massage Stick**, hareketsiz yaşam tarzı veya aşırı fiziksel eforla mücadele eden kişiler için uygun bir seçimdir ve her gün konfor sağlar.



Sezgisel kontrol

Masaj cihazının kullanımı en aza indirgenmiş olup bu da onu her kullanıcı için erişilebilir kılar. Okunaklı **dijital ekran**, o anda seçilen programı gösterir ve kontrol düğmeleri parametrelerin akıcı şekilde değiştirilmesini sağlar. **Elektrostimülatörü** temizlenmiş cilde sabitlemek ve "M" düğmesiyle uygun modu seçmek yeterlidir. Artı ve eksi ile güç ayarı, basınç kuvvetinin kullanıcının hassasiyet eşğine hassas şekilde uyarlanmasını sağlar.



Mobilite ve dayanıklılık

ABS, silikon ve PU malzemelerinin birleşiminden üretilen gövde, düşük ağırlığı korurken dayanıklılık sağlar. Kompakt **150x70 mm** boyutlar, masaj cihazının el bagajına veya çantaya sığmasını sağlar. Cihaz, çalışma sırasında sürekli şebeke bağlantısı gerektirmediği için hareket özgürlüğü sunar. **3,7V** voltaj ve optimum **35mA** çıkış gücü sayesinde, bulunduğunuz yerden bağımsız olarak masaj seansı güvenli ve etkilidir.



Etkili terapi planı

En iyi sađlık sonuřları iřin cihazın en az bir hafta sũren dũzenli dũngũler halinde gũnde **10 dakika** kullanılması ۆnerilir. Dũzenlilik, kasların daha esnek hale gelmesini ve kronik gerginliklerin azalmasını sađlar. **Extralink masaj cihazı**, seans gũvenliđini otomatik olarak sađlar ve yalnızca ped vũcudada dođru řekilde yapıřtırıldıđında řalıřır. Bu, fizyoterapist ziyaretlerine gerek kalmadan fiziksel formun korunmasına yardımcı olan bir řözũmdũr.



Ekonomi ve ekoloji

Şarj edilebilir pil kullanımı, tek kullanımlık pilleri sürekli satın alma ihtiyacını ortadan kaldırır ve bu da gerçek tasarruf sağlar. Standart bir **USB portu** üzerinden yapılan tek, kısa 30 dakikalık şarj, bir aydan uzun süre günlük kullanım için yeterlidir. Masaj pedleri, ciltle tekrar tekrar temas edecek şekilde tasarlanmıştır - yapışkanlığını kaybettikten sonra özelliklerini geri kazandırmak için onları suyla yıkamak yeterlidir; bu da tüm setin ömrünü önemli ölçüde uzatır.



Teknik özellikler

Parametre	Detaylar
Malzeme	ABS + silikon + PU
Boyutlar	150 x 70 mm
Masaj yöntemleri	8 mod ve 19 ayarlanabilir seviye
Frekans	1-100 Hz
Pil kapasitesi	120 mAh
Şarj süresi	30 dakika
Çalışma süresi	32 güne kadar (günde 15 dk ile)
Şarj bağlantısı	USB
Çalışma voltajı	3,7 V
Maksimum güç	35 mA