



Extralink Vital+ Basic | Electroestimulador de músculos y nervios | TENS EMS



5 906168 633690 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/electroestimuladores/extralink-vital-basic-electroestimulador-de-musculos-y-nervios-tens-ems>

Price: **147,60 zł** gross / 120,00 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGMLSGRMMNN

Full product description


¡Descubra la forma más moderna de aliviar el dolor! Presentamos el estimulador eléctrico recargable TENS/EMS Extralink Vital Basic

Descubra una forma revolucionaria de aliviar el dolor y la fatiga con el estimulador eléctrico recargable TENS/EMS de última generación de Extralink. Equipado con 4 electrodos y un sistema de estimulación muscular bidireccional, el estimulador ofrece hasta 28 modos diferentes para adaptarse a sus necesidades individuales. Con él, podrá aliviar fácilmente dolencias de cuello, hombros, espalda, tobillos, muñecas, codos y articulaciones, así como lesiones deportivas. La gran pantalla permite un uso cómodo y su sencillo manejo hace que sea un placer utilizarlo. ¡Compruebe ahora por qué un estimulador muscular eléctrico podría ser el mejor compañero de su vida!




Estimulación muscular TENS/EMS

El innovador estimulador eléctrico pulsátil es una combinación de dos tecnologías avanzadas: EMS (estimulador neuromuscular eléctrico) y TENS (estimulación nerviosa eléctrica transcutánea). Estos avanzados dispositivos son conocidos por su eficacia para tratar el dolor, proporcionar masaje, inducir la relajación y actuar como estimuladores musculares eléctricos. Permiten disfrutar de una experiencia terapéutica integral de forma cómoda y eficaz.



28 modos 40 niveles de intensidad

El estimulador muscular TENS/EMS dispone de 28 modos diferentes de estimulación TENS y EMS preprogramados y 40 niveles de intensidad, que pueden aliviar eficazmente el dolor y la fatiga, promover la circulación sanguínea y el metabolismo o estimular los músculos para mejorar el estado de la cabeza, los hombros, la cintura, la espalda, el rendimiento muscular de diversas partes del cuerpo como las nalgas y las piernas.



Control independiente de los modos

Con la posibilidad de ajustar diferentes niveles de intensidad para cada canal, el estimulador Extralink Vital Basic le permite personalizarlo según sus necesidades. Las funciones funcionan de forma independiente, lo que permite utilizar el aparato en distintos modos con una o dos personas diferentes. Un temporizador ajustable, que permite programar tiempos de masaje de 10 a 60 minutos, proporciona una flexibilidad de uso adicional. El estimulador no sólo alivia el dolor, sino que también estimula los músculos y mejora su estado. Es perfecto para la oficina, el coche o cuando viaja, ya que le proporciona relajación y comodidad esté donde esté.



Recargable y fácil de transportar

El Estimulador Eléctrico Extralink Vital Basic permite de 4 a 6 sesiones de estimulación con una sola carga, proporcionando una comodidad y practicidad inigualables. Su pequeño tamaño, comparable al de un teléfono móvil, facilita su transporte y uso en cualquier momento y lugar, garantizando la relajación en cualquier circunstancia. La carga es sencilla y cómoda, ya que puede conectarse a un cargador de pared, a un banco de alimentación o al puerto USB de un ordenador portátil. Además, el estimulador viene con un práctico estuche para guardarlo y transportarlo fácilmente, lo que le proporciona una movilidad y flexibilidad totales.

El regalo perfecto

El Extralink Vital Basic es el regalo perfecto para sus seres queridos, como familiares o amigos. Es un equipo de fitness extremadamente práctico y personal, perfectamente adaptado al ajetreado estilo de vida actual. Gracias a su tamaño compacto, puede guardarlo fácilmente en su bolso o mochila, ahorrando espacio y costes de transporte. Es la forma perfecta de expresar su cuidado y preocupación por la salud de sus seres queridos, ofreciéndoles la oportunidad de relajarse y mantenerse físicamente activos en cualquier momento y lugar.