



Extralink Vital+ Essential | Electroestimulador de músculos y nervios | TENS EMS



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/electroestimuladores/extralink-vital-essential-electroestimulador-de-musculos-y-nervios-tens-ems>

Price: **162,98 zł** gross / 132,50 zł net

Manufacturer: EXTRALINK




Referention number: DNXGGMLSJRMNGK

Full product description



¡Descubra la forma más moderna de aliviar el dolor! Presentamos el estimulador eléctrico recargable TENS/EMS Extralink Vital Essential.

Descubra una forma revolucionaria de aliviar el dolor y la fatiga con el estimulador eléctrico TENS/EMS de última generación de Extralink. Equipado con electrodos y un sistema de estimulación muscular bidireccional, este estimulador ofrece hasta 28 modos diferentes para adaptarse a sus necesidades individuales. Con su ayuda, podrá aliviar eficazmente dolores de cuello, hombros, espalda, tobillos, muñecas y codos, así como molestias articulares y lesiones deportivas. La gran pantalla garantiza un uso cómodo y su sencillo manejo hace que sea un placer utilizarlo. ¡Compruebe ahora por qué este estimulador muscular eléctrico podría convertirse en el mejor compañero de su vida!



Estimulación muscular TENS/EMS

El innovador estimulador eléctrico pulsátil combina dos tecnologías avanzadas: EMS (estimulador neuromuscular eléctrico) y TENS (estimulación nerviosa eléctrica transcutánea). Estos avanzados dispositivos son conocidos por su eficacia para tratar el dolor, proporcionar masaje, inducir la relajación y actuar como estimuladores musculares eléctricos. Permiten disfrutar de una experiencia terapéutica completa de forma cómoda y eficaz.



28 modos 40 niveles de intensidad

El estimulador muscular TENS/EMS ofrece 28 modos diferentes de estimulación TENS y EMS preprogramados y 40 niveles de intensidad para aliviar eficazmente el dolor y la fatiga, promover la circulación sanguínea y el metabolismo, y estimular los músculos, mejorando el estado de la cabeza, los hombros, la cintura, la espalda y el rendimiento muscular de diversas partes del cuerpo, como las nalgas y las piernas.



Control independiente de los modos

Con la posibilidad de ajustar diferentes niveles de intensidad para cada canal, el estimulador Extralink Vital Essential le permite personalizarlo para que se adapte a sus necesidades. Las funciones funcionan de forma independiente, lo que permite que tanto una como dos personas utilicen el dispositivo en diferentes modos. Un temporizador ajustable, que permite programar un tiempo de masaje de hasta 90 minutos, proporciona una flexibilidad de uso adicional. El estimulador no sólo alivia el dolor, sino que también estimula los músculos y mejora su estado. Es perfecto para la oficina, el coche o cuando se viaja, ya que proporciona relajación y comodidad dondequiera que se encuentre.



Recargable y fácil de transportar

El Estimulador Eléctrico Extralink Vital Essential permite de 4 a 6 sesiones de estimulación con una sola carga, ofreciendo una comodidad y practicidad inigualables. Su pequeño tamaño, comparable al de un teléfono móvil, facilita su transporte y uso en cualquier momento y lugar, garantizando la relajación en cualquier circunstancia. La carga es sencilla y cómoda, ya que puede conectarse a un cargador de pared, a un banco de alimentación o al puerto USB de un ordenador portátil. Además, el estimulador se suministra con un práctico estuche para guardarlo y transportarlo fácilmente, lo que proporciona una movilidad y flexibilidad totales.

El regalo perfecto

El Extralink Vital Essential es el regalo perfecto para sus seres queridos, como familiares o amigos. Es un equipo de fitness extremadamente práctico y personal, perfectamente adaptado al ajetreado estilo de vida actual. Gracias a su tamaño compacto, puede meterse fácilmente en un bolso o mochila, ahorrando espacio y costes de transporte. Es una forma estupenda de expresar su cuidado y preocupación por la salud de sus seres queridos, ofreciéndoles la oportunidad de relajarse y mantenerse físicamente activos en cualquier momento y lugar.