



Medicube Age-R Booster Pro Biały | Wielofunkcyjne urządzenie do pielęgnacji |



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/pielęgnacja-ciała-i-twarzy/medicube-age-r-booster-pro-biały-wielofunkcyjne-urządzenie-do-pielęgnacji->

Cena: **1 356,30 zł** brutto / 1 102,68 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGKQNMERMMP

Informacje

Medicube AGE-R Booster Pro to białe urządzenie do domowej pielęgnacji twarzy, które łączy cztery tryby pracy – Booster, Air Shot, MC i Derma Shot – ze światłem LED oraz wibracjami sonicznymi. Umożliwia pielęgnację ukierunkowaną na promienny wygląd skóry, widoczność porów, elastyczność i kontur twarzy. Oferuje pięć poziomów intensywności, czujnik kontaktu ze skórą oraz połączenie Bluetooth z aplikacją AGE-R. Tryby Booster, MC i Derma Shot mogą być używane z kosmetykami stosowanymi na co dzień, bez konieczności nakładania specjalnego żelu przewodzącego.

Opis produktu

Pielęgnacja 6 w 1

Medicube AGE-R Booster Pro to wielofunkcyjne urządzenie przeznaczone do domowej pielęgnacji twarzy. Łączy cztery tryby pracy – Booster, Air Shot, MC oraz Derma Shot – z wibracjami sonicznymi i światłem LED. Poszczególne funkcje umożliwiają dopasowanie zabiegu do takich potrzeb jak pielęgnacja widocznych porów, poprawa wyglądu konturów twarzy, wsparcie elastyczności oraz nadanie skórze bardziej promiennego wyglądu.



Domowy rytuał piękna

Smukła konstrukcja i czytelne przyciski sprawiają, że urządzenie można wygodnie włączyć do codziennej rutyny pielęgnacyjnej. Medicube AGE-R Booster Pro oferuje pięć poziomów intensywności, dzięki czemu użytkownik może rozpocząć pracę od poziomu pierwszego, a następnie stopniowo dostosowywać ustawienia do kondycji i reakcji skóry. Producent wskazuje, że urządzenie jest odpowiednie dla różnych typów cery.



Z ulubionymi kosmetykami

Do korzystania z trybów Booster, MC i Derma Shot nie jest wymagany specjalny żel przewodzący. Urządzenie może współpracować z kosmetykami stosowanymi na co dzień, takimi jak serum, ampułka, krem czy preparat o żelowej konsystencji. Tryb Booster pomaga zwiększyć efektywność aplikacji składników aktywnych, wspierając pielęgnację ukierunkowaną na bardziej promienny i świeży wygląd skóry.



Cztery tryby pracy

Tryb Air Shot został opracowany z myślą o pielęgnacji widocznych porów i nierównej struktury skóry. Booster Mode wspiera aplikację kosmetyków, MC Mode pomaga zadbać o bardziej sprężysty i pełniejszy wygląd wybranych partii twarzy, natomiast Derma Shot Mode umożliwia skoncentrowanie pielęgnacji na obszarach wymagających podkreślenia konturu. Zmiana trybu odbywa się za pomocą przycisku umieszczonego na obudowie.



Światło i vibracje

Każdy z dostępnych trybów uzupełniają światło LED oraz vibracje soniczne. Głowica została wyposażona w czujnik kontaktu ze skórą, który aktywuje podświetlenie LED po przyłożeniu urządzenia do twarzy. Takie rozwiązanie pomaga kontrolować moment działania urządzenia, a płaska powierzchnia głowicy umożliwia wygodne przesuwanie jej po pielęgnowanych obszarach.



Wsparcie aplikacji AGE-R

Medicube AGE-R Booster Pro może łączyć się przez Bluetooth z aplikacją AGE-R. Aplikacja pomaga kontrolować tryby, poziomy intensywności, wibracje i kolor światła LED, a także zapisuje informacje dotyczące wykonanej pielęgnacji. Dostępne są również materiały instruktażowe, kalendarz zabiegów i narzędzie do obserwowania postępów, co ułatwia utrzymanie regularnej rutyny dopasowanej do potrzeb skóry.

