



EXTRALINK MASKA LED 368 DIOD PILOT 2000MAH IPX5 FOTONOWA



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/pelegnacja-ciala-i-twarzy/extralink-mask-368-diod-pilot-2000mah-ipx5-fotonowa>

Price: **556,98 zł** gross / 452,83 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNxGJQLERMMIO

Full product description

Cuidados com a pele com EXTRALINK

A **máscara Extralink LED** é um dispositivo avançado que apoia os processos de regeneração natural da pele. Com 92 LEDs, a máscara emite quatro comprimentos de onda de luz diferentes, cada um deles concebido para tratar **problemas de pele específicos** e melhorar o estado geral da pele. Ao utilizar a máscara regularmente no conforto da sua própria casa, pode obter **uma pele saudável, radiante e jovem**. É a solução perfeita para as pessoas que querem melhorar o aspeto da sua pele de uma forma cómoda, sem terem de ir a salões de beleza.

Conforto em casa

A máscara foi concebida tendo em conta o conforto diário do utilizador. Com o seu **design leve** e forma ergonómica, a máscara adapta-se perfeitamente ao rosto e proporciona total liberdade de movimentos. O **painel de controlo intuitivo** permite um ajuste rápido das definições, tornando a sua utilização fácil e confortável. É a solução de cuidados diários ideal para uma regeneração eficaz da pele no conforto do seu lar, sem ter de sair de casa.

Luz azul de 415nm - Tratamento eficaz da acne

A **luz azul** com um comprimento de onda de **415 nm** actua principalmente na pele com problemas de pele, especialmente acne. Emite um forte efeito **antibacteriano**, que ajuda a combater as causas das lesões de acne. A luz também regula a secreção **sebácea**, o que ajuda a restabelecer o equilíbrio hidrolipídico da pele, evitando a oleosidade excessiva. Além disso, a luz azul acalma as irritações, reduz a vermelhidão e melhora o aspeto da pele, estimulando a sua regeneração.

Luz laranja 605nm - Revitalização e suavização da pele

A **luz laranja** com um comprimento de onda de **605 nm** promove a produção de **colagénio e elastina**, resultando numa melhor elasticidade da pele e numa luminosidade natural. Esta luz tem um efeito revitalizante, reduzindo os sinais de fadiga e melhorando o tom da pele. Também estimula a **microcirculação**, melhorando a oxigenação da pele e ajudando a nutri-la. A luz laranja tem também um efeito calmante, reduzindo o stress oxidativo e promovendo a libertação de endorfinas, o que melhora o humor.

Luz vermelha 635nm - Renovação celular e redução de rugas

A **luz vermelha** com um comprimento de onda de **635 nm** ativa **as mitocôndrias nas células da pele**, levando a um aumento da produção

de **ATP** e acelerando os processos naturais de regeneração da pele. Ajuda a combater **as rugas**, melhorando a densidade da pele e contribuindo para uma textura mais suave da pele. A luz também promove **a cicatrização de feridas** e inflamações, melhorando a circulação sanguínea e linfática, o que apoia a regeneração da pele após o exercício.

Luz infravermelha de 850nm - Regeneração profunda dos tecidos

A luz infravermelha com um comprimento de onda de **850 nm** penetra nas camadas mais profundas da pele, estimulando os processos de reparação a nível celular. Ajuda a tratar **problemas cutâneos mais profundos** e promove a regeneração das estruturas internas da pele. É segura e indolor, o que a torna uma escolha ideal para o **cuidado diário da pele**. Com esta tecnologia, a máscara LED promove uma regeneração abrangente da pele, acelerando a sua reparação e melhorando o estado geral da pele.

Tecnologia LED segura

A **tecnologia LED** utilizada na máscara Extralink permite que a ação da luz seja adaptada com precisão às necessidades individuais da pele. Cada tipo de luz funciona em sinergia para apoiar os processos regenerativos naturais e melhorar a condição da pele a diferentes níveis. Os tratamentos com máscara LED são um método eficaz, seguro e cómodo de tratamento da pele que pode ser efectuado no conforto da sua casa com uma utilização regular para melhorar o aspeto da sua pele e reduzir os problemas cutâneos.